

Stabilniej przez życie!



AR-210 Podnóżek – taboret prysznicowy

Podnóżek – taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu, osób starszych jak również osób dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej. Stosowany jako stopień ułatwia wejście do wanny osobom, które mają z tym problem z uwagi na ograniczoną zdolność ruchową. Taboret, ze względu na swoje niewielkie wymiary idealnie mieści się w wannie lub kabinie prysznicowej ułatwiając codzienne czynności toaletowe. Pozwala przyjąć pozycję siedzącą podczas mycia.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » skokowa regulacja wysokości
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » nasadki gumowe antypoślizgowe (przyssawki)
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » system złożenia easyFIX – bez użycia narzędzi

Parametry techniczne:

- » wymiar siedziska: 22,5x41cm
- » wysokość min.: 21 cm
- » wysokość max.: 26 cm
- » waga: 1,7 kg
- » maksymalne obciążenie: 160 kg
- » rozstaw nóg: 47x31cm

Dostępny kolor: biały



montaż bez użycia narzędzi



Logo ARmedical oraz nazwa są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez firmę ARmedical