

AR-300

Wózek inwalidzki aluminiowy ERGONOMIC

Hamulec dla opiekuna
z funkcją blokady postojowej




ultrafeather
13kg



Składane oparcie



Miękkie, antybakteryjne,
zdemontowalne, zmywalne
siedzisko i oparcie



Uchylne podłokietniki



Koła tylne „szybkoszłączki”



Hamulec dla pacjenta
z regulacją docisku



Regulacja wysokości
kót przednich



Uchylne i odpinane
podnóżki



Zapinana, oddychająca
tapicerka Mesh

2

**tapicerki
w zestawie**



2 tapicerki w zestawie

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Ergonomic jest ultralekkim wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki bardzo niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz „łamanemu oparciu” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. Dodatkowym ułatwieniem jest zastosowanie w tylnych kołach „szybkozłazek”, systemu do szybkiego ich demontażu (za pomocą jednego przycisku). Unikalną cechą wózka są 2 tapicerki w standardzie. W pierwszej zastosowano specjalny anti-bakteryjny, zmywalny oraz zdejmowany materiał na siedzisku i oparciu, który jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu, szczególnie dla osób z problemami nietrzymania moczu. W zestawie znajduje się dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh gwarantująca niezwykle komfort użytkowania. Możliwość odpinania osobno zarówno siedziska jak również oparcia umożliwia utrzymanie wózka w należytych stanie higienicznym. Dzięki wyposażeniu i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządkiem ruchu.

Tapicerka zmywalna

Tapicerka siatkowa Mesh

1 z 3 kolorów do wyboru



3 kolory tapicerki



● srebrny

● bordowy

● niebieski

Informacje o produkcie:

- nowoczesny design
- składana, ultra lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- składane oparcie
- miękkie, antybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie
- dodatkowa, miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh w standardzie
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- uchylne i odpinane podłokietniki
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem z dwustronną regulacją
- koła przednie bezobrotowe, z regulacją wysokości
- koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- aluminiowe ciągi
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- hamulec dla opiekuna z funkcją blokady postojowej
- hamulec dla pacjenta z regulacją docisku
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- ergonomiczne ręczki dla opiekuna
- elementy odblaskowe w tylnych kołach
- pompka w zestawie (koła pompowane)
- kolor ramy: srebrny metalic

Parametry techniczne:


- Maksymalne obciążenie: 130kg
- Szerokość siedziska: 41cm (16”), 43cm (17”), 46cm (18”), 48cm (19”), 50cm (20”)
- Waga: 13kg (bez akcesoriów)
- Koła przednie: bezobrotowe pełne: 18x 5cm (7” x 2”)
- Koła tylne: pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61 x 2,5cm (24”x1”)
- Podłokietniki: uchylne, materiał PU
- Podnóżki: zdejmowane, odchylane
- Oparcie: Składane
- Wymiary zewnętrzne całkowite: 107x68x92cm



Opcjonalnie koła anti-wywrotne
- z regulacją wychyłu
- z systemem szybkiego montażu



Pompka w zestawie
Dot. kół pompowanych



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm

DO WYBORU

KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



	Siedzisko wymiary [cm]						Podnóżki	Podłokietniki	K	
	D	A	B	C	E	F				G
Szerokość 16” (41cm)	41	104	60	95	42	46	51	29-41	23	27
Szerokość 17” (43cm)	43	104	62	95	42	46	51	29-41	23	28
Szerokość 18” (46cm)	46	104	64	95	42	46	51	29-41	23	29
Szerokość 19” (48cm)	48	104	67	95	42	46	51	29-41	23	30
Szerokość 20” (50cm)	50	104	69	95	42	46	51	29-41	23	31

ARmedical[®]
HomeCare Line

al. Zwycięstwa 75
42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel./fax +48 (32) 261 71 36
kom. +48 783 001 111

e-mail: biuro@armedical.pl
www.armedical.pl