



AR-093

Poduszka przeciwoleżynowa – pneumatyczna. PREVENT CLASSIC

Poduszka przeciwoleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na kroczę, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna, wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Chowany zawór zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza z poduszki w trakcie użytkowania.

Poduszka wyposażona w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.



Pompka GRATIS!



Dwuwarstwowy pokrowiec
siatkowy Mesh odporny na pleśń,
oddychający, z możliwością
prania w pralce



Anty-poślizgowy
spód

Oddychający
materiał Mesh



- Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- Pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- Poprawia komfort siedzenia

Rozmiar: 42x42x4cm +/- 10mm po napompowaniu
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Poduszka przeciwoleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn.

W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając ból podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkownika. Zastosowanie automatycznego zaworu umożliwia w dowolnej chwili na zmianę twardości w zależności od preferencji użytkownika. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Poduszka wyposażona w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.



- Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- Pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- Poprawia komfort siedzenia



Dwuwarstwowy pokrowiec siatkowy Mesh odporny na pleśń, oddychający, z możliwością prania w pralce



Anty-poślizgowy spód

Oddychający materiał Mesh



Redukcja punktowego nacisku ciała na powierzchnię



Wielopunktowa i wielokierunkowa wentylacja oraz redukcja siły nacisku

Rozmiar: 46x38x4cm +/- 10mm po napompowaniu
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Poduszka przeciwoleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn.

W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Zastosowanie automatycznego zaworu umożliwia w dowolnej chwili zmianę twardości poduszki w zależności od preferencji użytkownika. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Niezależne komory połączone są w jeden system powietrzny, dzięki czemu umożliwiają balans ciała. Nacisk na wybraną komorę, powoduje wzrost ciśnienia w sąsiedniej komorze i tym samym odciążenie poszczególnych części ciała. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii grzewania poduszka nie rozszczelnia się.

Poduszka wyposażona w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.

**PROFESSIONAL
CARE**




Automatyczny
zawór



- Znacznie zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- Pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- Poprawia komfort siedzenia




Dwuwarstwowy pokrowiec
siatkowy Mesh odporny na pleśń,
oddychający, z możliwością
prania w pralce




Oddychający
materiał Mesh

Anty-poślizgowy
spód



Redukcja punktowego nacisku ciała
na powierzchnię



Wielopunktowa i wielokierunkowa wentylacja
oraz redukcja siły nacisku

Rozmiar: 44x41x6cm +/- 10mm po napompowaniu
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Poduszka przeciwoleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn.

W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna konstrukcja z otworami oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej jakości zmywalnego anty-alerbicznego nylonu medycznego odpornego na ścieranie oraz nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Chowany zawór zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza z poduszki w trakcie użytkowania.

- **Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn**
- **Pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi**
- **Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza**
- **Poprawia komfort siedzenia**



Pompka GRATIS!



Rozmiar: 44x44cm +/- 10mm po napompowaniu (48x48cm przed napompowaniem)

Maksymalne obciążenie: 120 kg




1. Ukrywany zawór

W celu uniknięcia dyskomfortu oraz przypadkowemu wypuszczeniu powietrza.




2. Zmywalny nylon medyczny

Odporny na zużycie, odporny na zabrudzenia i anty-alerbiczny.




3. Komory powietrzne z zaprojektowanymi wydrążeniami

Solidne wsparcie, stabilna i wygodna powierzchnia siedzenia.



4. Technologia uszczelniania zgrzewem termicznym z procesem prasowania

Wysoka klasa szczelności, która nie przepuszcza powietrza.



8. Duża łatwość pompowania

Dołączona pompka w zestawie – gratis.