



AR-099 Basen do mycia głowy z prysznicem. PREMIUM SET

Basen do mycia głowy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów oraz osób trwale przebywających w pozycji leżącej lub dla osób z dysfunkcjami, dla których tradycyjna kąpiel pod prysznicem lub w wannie nie jest możliwa z uwagi na stan zdrowia. Stanowi doskonałą pomoc opiekunom chcącym zapewnić właściwą higienę osobom trwale leżącym. Umożliwia umycie głowy, włosów bezpośrednio w łóżku. Dzięki wyposażeniu w słuchawkę prysznicową z przyciskiem, worek na wodę, przewód odpływowy, pielęgnacja chorego jest znacznie łatwiejsza. Specjalne wycięcie na szyję ułatwia oparcie głowy osoby chorej oraz zapobiega zachlapaniu wodą poduszki, pościeli czy łóżka.

Specjalny kształt pompowanego basenu wraz z wycięciem na szyję zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Wyposażenie w zbiornik na wodę oraz w słuchawkę prysznicową (z przyciskiem) znacznie ułatwia spłukanie szamponu z włosów. Basen posiada zawór oraz przewód odpływowy dzięki czemu istnieje możliwość łatwego wypuszczenia wody np. do wiaderka lub innego pojemnika. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania basen jest niezwykle wytrzymały i trwały - nie rozszczelnia się. W zestawie znajduje się pompka umożliwiająca szybkie i łatwe napompowanie basenu.



W ZESTAWIE:



pompka



prysznic



przewód




zbiornik na wodę

Rozmiar: 64x50x23cm po napompowaniu
Materiał: PVC

KOMFORT I HIGIENA



U-kształtne, komfortowe podparcie oraz ochrona głowy i szyi



Wymiary gwarantujące komfort i bezpieczeństwo użytkowania



Zawór odpływowy umożliwiający komfortowe wypuszczenie wody



Wycięcie gwarantujące idealne przyleganie do szyi chroniąc powierzchnię przed zachlapaniem

- Pomaga utrzymać właściwą higienę głowy
- Poprawia komfort osoby leżącej
- Redukuje dyskomfort związany z myciem głowy osoby leżącej
- Ułatwia pracę opiekunów osób leżących



wysokiej jakości materiał



właściwa elastyczność gwarantująca podparcie szyi



odpowiedni przepływ ciśnienia w celu ochrony kręgosłupa szyjnego



wygodna i komfortowa