

AR-320

Wózek inwalidzki aluminiowy PERFECT




Hamulec dla opiekuna
z funkcją blokady postojowej



Miękkie, nylonowe
siedzisko i oparcie



Zapinana, oddychająca
tapicerka MESH



Kieszon w oparciu



Uchylne
podłokietniki



Koła tylne „szybkozłęczki”



Pas biodrowy z dwustronną
regulacją



Hamulec dla pacjenta
z regulacją docisku



Koła anti-wywrotne
z szybkim montażem



Uchylne i odpinane
podnóżki



Pompka w zestawie
*koła pompowane



Podnóżki
z regulacją wysokości

Informacje o produkcie:

- nowoczesny design
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszonka na oparciu)
- dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh zapinana na rzepy (oddzielne siedzisko oraz oparcie)
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem z obustronną regulacją
- uchylne podłokietniki
- kółka anti-wywrotne z szybkim montażem
- hamulec dla opiekuna z funkcją postojową
- hamulec dla pacjenta
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- elementy odblaskowe w tylnych kołach
- pompka w zestawie (koła pompowane)
- kolor ramy: granatowy



Parametry techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 130kg
- Szerokość siedziska: 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm
- Waga całkowita (średnia): 16kg
- Koła przednie: 20x5cm (8" x 2")
- Koła tylne: pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61x2,5cm (24" x 1")
- Podłokietniki: uchylne, profilowane, materiał PU
- Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- Wymiary zewnętrzne całkowite: 104x60-69x96-103cm



Pompka w zestawie
Dot. kół pompowanych


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm

DO WYBORU

KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



	Siedzisko wymiary [cm]							Podnóżki	Podłokietniki	K
	D	A	B	C	E	F	G			
Szerokość 16" (41cm)	41	104	60	95	42	46	51	29-41	23	27
Szerokość 17" (43cm)	43	104	62	95	42	46	51	29-41	23	28
Szerokość 18" (46cm)	46	104	64	95	42	46	51	29-41	23	29
Szerokość 19" (48cm)	48	104	67	95	42	46	51	29-41	23	30
Szerokość 20" (50cm)	50	104	69	95	42	46	51	29-41	23	31