



KATALOG PRODUKTÓW

PRODUKTY ORTOPEDYCZNE

PRODUKTY REHABILITACYJNE

ŚRODKI POMOCNICZE



firma przyjazna naturze®

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA




Stosowane materiały

Oddychający neopren

Stabilizatory **Special®** wykonane z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii **CoolMax AIRPRENE** gwarantują komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neo-prenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikrootworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Wewnętrzna tkanina nie powoduje otarć naskórka oraz podrażnień skóry, jest przyjemna w dotyku gwarantując pełen komfort użytkowania.




AIRPRENE™ - perforowany neopren, opatentowany przez AIRPRENE LCC. U.S.A.

Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny

Stabilizatory **Special®** wykonane w technologii **Multi Ceramic** posiadają **efekt termiczny**. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania ciała. Wytworzone ciepło terapeutyczne powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból, posiadają również dodatkowe właściwości. W przeprowadzonych badaniach jednoznacznie wykazano poprawę **siły wchłaniania wilgoci** powstającej na skórze w miejscu przylegania stabilizatora, posiadają właściwości wzmocnionej wentylacji. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą **odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz**.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii tkaniny użyte do produkcji stabilizatorów **Special®** posiadają funkcję **antybakteryjną**. W celu jednoznacznego określenia działania antybakteryjnego tkaniny, przeprowadzono szereg badań potwierdzających zahamowany rozwój bakterii na skórze w miejscu przylegania stabilizatora.

Sz szczególnie polecane dla osób z nadwrażliwością skórą, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.



MULTI CERAMIC™



Anti-Bacterial
Textile

Dostępne ekspozytory

Wymiary [mm]:



- ① Ekspozytor mały (naładowy)
- ② Ekspozytor duży (stojący na podłodze)



Linie ARmedical





SP-167A Elastyczny tkaninowy stabilizator stawu skokowego z zamkniętą piętą

Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji zamkniętej na pięcie doskonale wzmacnia również ścięgno Achillesa oraz więzadła.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół kostki):

S	19,7 ÷ 21,6 cm	M	22,2 ÷ 24,1 cm
L	25,4 ÷ 27,9 cm	XL	29,2 ÷ 31,8 cm
XXL	powyżej 33,0 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**

SP-167A0 Elastyczny tkaninowy stabilizator stawu skokowego z otwartą piętą


Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji otwartej na pięcie idealnie przylega do kostki gwarantując doskonałą stabilizację i ochronę stawu.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół kostki):

S	19,7 ÷ 21,6 cm	M	22,2 ÷ 24,1 cm
L	25,4 ÷ 27,9 cm	XL	29,2 ÷ 31,8 cm
XXL	powyżej 33,0 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**



SP-119 Neoprenowy stabilizator stawu skokowego, wciągany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE** w kolorze **CZARNYM**.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół kostki):

S	19,0 ÷ 24,1 cm	M	21,5 ÷ 26,6 cm
L	24,1 ÷ 30,4 cm	XL	26,6 ÷ 34,2 cm

NEOPRENE

SP-202 Neoprenowy stabilizator stawu skokowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie.

Dzięki zapinaniu na podwójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół kostki):

S	19,0 ÷ 24,1 cm	M	21,5 ÷ 27,9 cm
L	24,1 ÷ 30,5 cm	XL	26,7 ÷ 33,6 cm

**COOLMAX[®]
AIRPRENE[™]**



SP-260A Elastyczny stabilizator stawu skokowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **Elastic**.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji „elastycznej taśmy” posiada możliwość regulacji siły kompresji.

Rozmiar:

UNIERSALNY



SP-105G Stabilizator stawu skokowego typu „Bucik”, sznurowany

Wykonany z bardzo wytrzymałej, lekkiej i przewiewnej tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Doskonały przy doleczaniu skręceń 2 i 3 stopnia
- » Redukuje ryzyko powstawania nowych i odświeżania zastarych kontuzji

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie. Dzięki systemowi sznurowań zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Dzięki zastosowaniu systemu dwóch elastycznych taśm dociskowych umożliwia dopasowanie stabilizacji do indywidualnych potrzeb.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół kostki):

XS	16,5 ÷ 18,0 cm	S	18,0 ÷ 20,0 cm
M	19,0 ÷ 23,0 cm	L	21,5 ÷ 27,0 cm
XL	25,5 ÷ 32,0 cm		

Uniwersalny na prawą lub lewą nogę

SP-DS-205H Orteza stawu skokowego ze wzmocnieniami bocznymi

Wykonana z innowacyjnego, wytrzymałego, lekkiego i bardzo przewiewnego materiału FLEXTRA® o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Unikalna konstrukcja taśm dociągowych w kształcie X zapewnia doskonałą stabilizację przednią, boczną i przyśrodkową. Zastosowanie dwóch niezależnych bocznych wzmocnień zapewnia mocną, prawidłową stabilizację stawu. Otwory na piętę oraz palce dają uczucie komfortu użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie. Dzięki systemowi sznurowań zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Z uwagi na zastosowanie systemu elastycznych taśm dociskowych umożliwia dopasowanie stabilizacji do indywidualnych potrzeb.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół kostki):

XS	22,0 ÷ 26,0 cm	S	24,0 ÷ 28,0 cm
M	26,0 ÷ 29,8 cm	L	28,0 ÷ 31,8 cm
XL	29,8 ÷ 33,6 cm		

Uniwersalna na prawą lub lewą nogę





SP-3021 Orteza stawu skokowego z panelami piankowymi

- » Panele boczne wyścielone pianką zapewniają doskonałą stabilizację stawu
- » Obustronne zawiasy ślizgają się gładko, by gwarantować pełne, jednopłaszczyznowe zgięcie stopy
- » Doskonała przy doleczaniu skręceń 2 i 3 stopnia oraz niestabilności
- » Redukuje ryzyko powstawania nowych i odświeżania zastarzałych kontuzji.

Dzięki zastosowaniu specjalnej pianki „z pamięcią kształtu” w panelach bocznych, orteza gwarantuje idealne dopasowanie do anatomicznego kształtu stawu oraz delikatny ucisk zapewniający komfort użytkowania.

Dzięki dodatkowemu systemowi podwójnych mocowań taśmami VELCRO istnieje możliwość idealnego unieruchomienia stawu pomiędzy piankowymi panelami.

Dzięki niezwykle wytrzymałej konstrukcji zalecana przy dużej aktywności sportowej.

Rozmiar (wielkość buta):

S	36 ÷ 40	M	42 ÷ 47
L	48 i więcej		

Uniwersalny na prawą lub lewą nogę

SP-167C Elastyczny tkaninowy stabilizator łydki


Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie nadwyrężonych mięśni łydki
- » Zmniejsza bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki tkaninie rozciągliwej w czterech kierunkach stabilizator idealnie dopasowuje się do anatomicznego kształtu łydki.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół łydki):

S	25,4 ÷ 30,5 cm	M	30,5 ÷ 35,6 cm
L	35,6 ÷ 40,6 cm	XL	40,6 ÷ 45,7 cm
XXL	powyżej 45,7 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**



SP-167K Elastyczny tkaninowy stabilizator stawu kolanowego

Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Zapewnia efektywną ochronę dla przeciążonych lub uszkodzonych ścięgien i mięśni oraz więzadeł kolana
- » Działa profilaktycznie
- » Zapewnia delikatną kompresję na rzepkę kolanową
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki tkaninie rozciągliwej w czterech kierunkach stabilizator idealnie dopasowuje się do anatomicznego kształtu stawu kolanowego.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	25,4 ÷ 28,0 cm	M	28,0 ÷ 33,0 cm
L	33,0 ÷ 38,0 cm	XL	38,0 ÷ 43,0 cm
XXL	powyżej 43,0 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**



SP-207 Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego, wciągany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu.
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,7 ÷ 34,3 cm	M	34,3 ÷ 38,1 cm
L	38,1 ÷ 42,0 cm	XL	42,0 ÷ 45,7 cm

**COOLMAX[®]
AIRPRENE[™]**



SP-6620 Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Dzięki zapinaniu na potrójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

NEOPRENE



SP-6630 Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego, zapinany, krótki

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Dzięki zapinaniu na potrójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

NEOPRENE

SP-6610 Neoprenowy stabilizator stawu kolanowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

Dzięki zapinaniu na potrójny rzep zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

NEOPRENE





SP-260K Elastyczny stabilizator stawu kolanowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **Elastic**.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji „elastycznej taśmy” posiada możliwość regulacji siły kompresji.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

ELASTIC

SP-612 Neoprenowa orteza rzepki stabilizująco-odciążająca

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia doskonałą stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Szczególnie polecana przy leczeniu chondromolacji rzepki, zapobiega zwinięciom rzepki powstałym na skutek np. nagłego uderzenia w staw kolanowy, hipoplazji kłykcia bocznego kości udowej lub koślawości kolana
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności.

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,7 ÷ 34,2 cm	M	34,2 ÷ 36,8 cm
L	36,8 ÷ 39,4 cm	XL	39,4 ÷ 42,0 cm

COOL MAX[®]
AIRPRENE[™]



SP-5650 Neoprenowa orteza rzepki

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE** w kolorze **CZARNYM**.

- » Zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- » Zapewnia rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki
- » Zapewnia odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- » Szczególnie polecana przy zespole rzepkowo-udowym, zapaleniu więzadła właściwego rzepki, podwichnięciu lub hipermobilności bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzepkę pozwala na łatwe i szybkie założenie.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

NEOPRENE



SP-6640 Neoprenowa opaska podrzępkowa

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- » Zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- » Zapewnia rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki
- » Zapewnia odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- » Szczególnie polecana przy zespole rzepkowo-udowym, zapaleniu więzadła właściwego rzepki, podwichnięciu lub hipermobilności bliższego stawu strzałkowo-piszczałowego

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzepkę pozwala na łatwe i szybkie założenie.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

NEOPRENE



SP-871 Tkaninowa orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami i otworem na rzepkę, wciągana

Wykonana z tkaniny w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny**, **hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu poprzez spiralne fiszby boczne
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu

Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności.

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	30,5 ÷ 35,5 cm	M	33,0 ÷ 38,1 cm
L	35,0 ÷ 40,6 cm	XL	40,6 ÷ 45,7 cm



MULTI
CERAMIC™

SP-G-703 Tkaninowa orteza stawu kolanowego ze wzmocnieniami i osłoną silikonową, wciągana

Wykonana z tkaniny w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny**, **hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia doskonałe wzmocnienie stawu poprzez spiralne fiszby boczne
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności.

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	33,0 ÷ 39,3 cm	M	35,5 ÷ 42,7 cm
L	38,0 ÷ 45,7 cm	XL	43,2 ÷ 52,0 cm
XXL	48,3 ÷ 57,7 cm		



MULTI
CERAMIC™





wkładka silikonowa



SP-A-2315D Neoprenowa orteza stawu kolanowego z zawiasami

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Zapewnia doskonałą poprzeczną stabilizację kolana poprzez boczne wzmocnienia z zawiasami
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Dodatkowa regulacja na udzie gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy. Gwarantuje pełen komfort w czasie użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,0 ÷ 33,0 cm	M	33,6 ÷ 36,2 cm
L	36,8 ÷ 39,4 cm	XL	40,0 ÷ 43,2 cm
XXL	43,8 ÷ 47,0 cm	XXXL	47,6 ÷ 51,4 cm



SP-A-823 Neoprenowa orteza stawu kolanowego z dwuosiowymi szynami bocznymi, wciągana

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- » Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy. Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Dodatkowa regulacja na udzie gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy.



wkładka silikonowa



Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,0 ÷ 33,0 cm	M	33,6 ÷ 36,2 cm	L	36,8 ÷ 39,4 cm
XL	40,0 ÷ 43,2 cm	XXL	43,8 ÷ 47,0 cm	XXXL	47,6 ÷ 51,4 cm



SP-A-824 Neoprenowa orteza stawu kolanowego z dwuosiowymi szynami bocznymi, zapinana

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- » Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- » Konstrukcja otwarta gwarantuje zmniejszenie ucisku na rzepkę oraz możliwość dopasowania ortezy w przypadku koślawości lub szpotawości stawu kolanowego
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy.

Regulacja na udzie oraz tyłce gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy.



Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,0 ÷ 33,0 cm	M	33,6 ÷ 36,2 cm
L	36,8 ÷ 39,4 cm	XL	40,0 ÷ 43,2 cm
XXL	43,8 ÷ 47,0 cm	XXXL	47,6 ÷ 51,4 cm

SP-A-825
Neoprenowa orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia – wciągana

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- » Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki
- » Regulacja kąta zgięcia i wyprostu 0°-75° (co 15°)

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy. Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym.

Dodatkowa regulacja na udzie gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,0 ÷ 33,0 cm	M	33,6 ÷ 36,2 cm	L	36,8 ÷ 39,4 cm
XL	40,0 ÷ 43,2 cm	XXL	43,8 ÷ 47,0 cm	XXXL	47,6 ÷ 51,4 cm


SP-A-826
Neoprenowa orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia – zapinana

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- » Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- » Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- » Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- » Konstrukcja otwarta gwarantuje zmniejszenie ucisku na rzepkę oraz możliwość dopasowania ortezy w przypadku koślawości lub szpotawości stawu kolanowego
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- » Regulacja kąta zgięcia i wyprostu 0°-75° (co 15°)

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy.

Regulacja na udzie oraz łydce gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S	31,0 ÷ 33,0 cm	M	33,6 ÷ 36,2 cm
L	36,8 ÷ 39,4 cm	XL	40,0 ÷ 43,2 cm
XXL	43,8 ÷ 47,0 cm	XXXL	47,6 ÷ 51,4 cm

CoolMax®
AIRPRENE™



SP-2800

Neoprenowo-tkaninowa orteza stawu kolanowego z zegarami policentrycznymi, otwarta

Wykonana z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic** oraz **Elastic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia doskonałą poprzeczną stabilizację kolana poprzez boczne wzmocnienia z zegarami
- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Umożliwia regulację kąta zgięcia i wyprostu, dostosowując ruchomość stawu do etapu rehabilitacji

Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności. Dzięki konstrukcji otwartej pozwala na całkowitą redukcję ucisku na rzepkę oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Stanowi doskonałe zabezpieczenie w przypadku niestabilności kolana, rekonstrukcji więzadeł, podczas rehabilitacji pourazowej. Gwarantuje pełen komfort w czasie użytkowania.



Rozmiar:

UNIWERSALNY
Długość 39cm

Zakres regulacji:

od 0 do 90 stopni: co 10.20.40.60.90 stopni

**MULTI
CERAMIC**

ELASTIC

SP-2900

Orteza stawu kolanowego szynowo-opaskowa z zegarami, z regulowaną długością

Zapinana czterema taśmami Velcro.

Wykonana z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic** oraz **Elastic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia doskonałą poprzeczną stabilizację kolana poprzez boczne wzmocnienia z zegarami
- » Zapobiega przeprostowi kolana
- » Umożliwia regulację kąta zgięcia i wyprostu, dostosowując ruchomość stawu do etapu rehabilitacji
- » Regulacja kąta zgięcia w zakresie 0° do 120° (co 10°)

Dzięki bardzo wytrzymałym zawiasom, wykonanym z ultralekkiego aluminium gwarantuje doskonałą stabilizację nie obciążając stawu.

Dzięki konstrukcji otwartej pozwala na całkowitą redukcję ucisku na rzepkę oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Stanowi doskonałe zabezpieczenie w przypadku niestabilności kolana, po zabiegach operacyjnych, po rekonstrukcji więzadeł, podczas rehabilitacji pourazowej. Gwarantuje pełen komfort w czasie użytkowania.

Dostępne kolory:

- beżowy
- czarny

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Płynna regulacja długości w zakresie od 46 do 62,5cm



**MULTI
CERAMIC**

ELASTIC


SP-333
**Tutor stawu kolanowego
SPECIAL® deluxe – pozycja 0°**

Wykonany ze specjalnej pianki neoprenowej podszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania.

- » Zapewnia całkowite unieruchomienie kolana
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk
- » Szczególnie polecany po rekonstrukcji więzadeł kolana, we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych, uszkodzeniach więzadeł LCL, MCL i ACL oraz zwichnięć, skręceń stawu kolanowego

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji trój-panelowej wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowanie tutora do kończyny pacjenta w szerokim zakresie rozmiarowym.

Rozmiar:
UNIWERSALNY

Dostępne długości: 50cm, 55cm, 60cm



NEOPRENE

SP-320
**Tutor stawu kolanowego
SPECIAL® deluxe – pozycja 20°**


Wykonany ze specjalnej pianki neoprenowej podszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania.

- » Zapewnia całkowite unieruchomienie kolana
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk
- » Szczególnie polecany po rekonstrukcji więzadeł kolana, we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych, uszkodzeniach więzadeł LCL, MCL i ACL oraz zwichnięć, skręceń stawu kolanowego

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji trój-panelowej wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowanie tutora do kończyny pacjenta w szerokim zakresie rozmiarowym.

Rozmiar:
UNIWERSALNY

Dostępne długości: 50cm, 55cm, 60cm



NEOPRENE



SP-265 Lekki, przewiewny pas lędźwiowo-krzyżowy z 4 wzmocnieniami – 22,8 cm


Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic** oraz **Elastic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgozmyku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stalek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	60,0 ÷ 75,0 cm	M	75,0 ÷ 85,0 cm
L	85,0 ÷ 95,0 cm	XL	95,0 ÷ 105,0 cm
XXL	105,0 ÷ 115,6 cm	XXXL	115,6 ÷ 125,7 cm
XXXXL	125,7 ÷ 135,9 cm		



MULTI CERAMIC™

ELASTIC

SP-786 Niski pas lędźwiowo-krzyżowy z 4 wzmocnieniami – 16,1 cm

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, po zdjęciu opatrunku gipsowego w procesie doleczenia, przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgozmyku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stalek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	63,5 ÷ 73,5 cm	M	75,0 ÷ 86,3 cm
L	87,6 ÷ 99,1 cm	XL	100,1 ÷ 111,8 cm
XXL	113,0 ÷ 124,4 cm	XXXL	125,7 ÷ 137,2 cm



MULTI CERAMIC™





SP-781

Pas lędźwiowo-krzyżowy z 4 wzmocnieniami – 22,8 cm

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przy osteoporozie, zwężeniu tarczki międzykręgowych, po zdjęciu opatrunku gipsowego w procesie doleczenia, przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgosłupku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	58,4 ÷ 68,6 cm	M	71,0 ÷ 81,3 cm
L	83,8 ÷ 94,0 cm	XL	96,5 ÷ 106,7 cm
XXL	109,2 ÷ 119,4 cm	XXXL	121,9 ÷ 132,1 cm
XXXXL	134,6 ÷ 144,8 cm		



MULTI CERAMIC™

SP-782

Wysoki pas lędźwiowo-krzyżowy z 4 wzmocnieniami – 30,4 cm

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przy osteoporozie, zwężeniu tarczki międzykręgowych, po zdjęciu opatrunku gipsowego w procesie doleczenia, przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgosłupku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	58,4 ÷ 68,6 cm	M	71,0 ÷ 81,3 cm
L	83,8 ÷ 94,0 cm	XL	96,5 ÷ 106,7 cm
XXL	109,2 ÷ 119,4 cm	XXXL	121,9 ÷ 132,1 cm
XXXXL	134,6 ÷ 144,8 cm		



MULTI CERAMIC™





SP-780

Wysoki pas lędźwiowo-krzyżowy z 6 wzmocnieniami – 30,4 cm

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny**, **hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przy osteoporozie, zwężeniu tarczki międzykręgowych, po zdjęciu opatrunku gipsowego w procesie doleczenia, przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgosłupku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. Posiada dodatkowo wzmocnione stalki w okolicy lędźwiowej dające dodatkowe podparcie. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.



Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	66,0 ÷ 75,0 cm	M	76,0 ÷ 86,5 cm
L	87,5 ÷ 99,0 cm	XL	100,3 ÷ 113,0 cm
XXL	114,3 ÷ 128,3 cm		



**MULTI
CERAMIC**™

SP-267

Wysoki, lekki pas lędźwiowo-krzyżowy z 4 wzmocnieniami – 30,4 cm

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic** oraz **Elastic**. Materiał **antybakteryjny**, **hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgosłupku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	65,0 ÷ 75,0 cm	M	75,0 ÷ 85,0 cm
L	85,0 ÷ 95,0 cm	XL	95,0 ÷ 105,0 cm
XXL	105,0 ÷ 115,6 cm	XXXL	115,6 ÷ 125,7 cm
XXXXL	125,7 ÷ 135,9 cm		



**MULTI
CERAMIC**™

ELASTIC





SP-6816 Wysoka sznurówka ortopedyczna z podpaszkami

Wykonana z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkowi cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecana przy dyskopatii wielopoziomowej, niestabilności kręgosłupa, osteoporozie, przy kręgozmyku lędźwiowym oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym oraz rwie kulszowej

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

02	50,8 ÷ 60,0 cm	03	61,0 ÷ 70,0 cm
04	71,1 ÷ 81,2 cm	05	82,5 ÷ 92,7 cm
06	94,0 ÷ 104,1 cm	07	102,2 ÷ 115,0 cm
08	114,3 ÷ 127,0 cm	09	124,5 ÷ 138,4 cm



MULTI CERAMIC™

SP-2260 Pas brzuszny, zapinany

Wykonany z innowacyjnego, oddychającego materiału w opatentowanej technologii **Elastic**.

- » Zapewnia wzmocnienie mięśni brzucha w czasie wysiłku fizycznego
- » Zabezpiecza przed wystąpieniem przepukliny pooperacyjnej
- » Umożliwia swobodne poruszanie się po przebytych operacjach jamy brzusznej
- » Wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne po porodach fizjologicznych
- » Szczególnie polecany jako zabezpieczenie przy istniejących przepuklinach brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych, przy zapaleniu nerwu kulszowego

Dzięki zastosowaniu niejednolitego materiału (konstrukcja pręgowana) pas idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. Dzięki zastosowaniu w części przedniej specjalnej piankowej tkaniny pas chroni przed oziębieniem. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	do 71,1 cm	M	72,4 ÷ 80,0 cm
L	81,2 ÷ 90,1 cm	XL	91,4 ÷ 99,0 cm
XXL	100,3 ÷ 108,0 cm	XXXL	powyżej 109,2 cm

Wysokość: 24 cm



ELASTIC



SP-1815D

Pas brzuszny-wyszczuplający, zapinany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- » Zapewnia wzmocnienie mięśni brzucha w czasie wysiłku fizycznego
- » Wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne
- » Powoduje wyraźne podniesienie temperatury ciała co przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej w czasie wykonywanych ćwiczeń
- » System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania

Dzięki zatrzymywaniu ciepła hamuje powstawanie nowej tkanki tłuszczowej jednocześnie redukując dotychczasową.

Dzięki zastosowaniu dodatkowej wewnętrznej warstwy izolującej uzyskujemy efekt termiczny znacznie przyspieszający spalanie tkanki tłuszczowej w czasie wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Najlepsze efekty wyszczuplające uzyskuje się zakładając pas bezpośrednio podczas ćwiczeń fizycznych na ciało.

Dostępne kolory:

- beżowy
- niebieski

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Maksymalny obwód pasa 100 cm

Wysokość: 20 cm

NEOPRENE

SP-228

Pas przepuklinowy pachwinowy, z odpinanymi pelotami

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **Elastic**.

- » Doskonale podtrzymuje niewielkie przepukliny pachwinowe u pacjentów, których nie można operować
- » Stanowi zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- » Szczególnie polecany w przypadku przepuklin pachwinowych prawo, lewo lub obustronnych zarówno u kobiet jak i u mężczyzn

Dzięki zastosowaniu zapięcia taśmą VELCRO użytkownik bez trudu sam dokona prawidłowego mocowania. W części przedniej zastosowano miękkie, elastyczny „panel” z miękkimi wyprofilowanymi pelotami pachwinowymi, które idealnie dopasowują się do kształtów ciała. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół bioder):

S	76,2 ÷ 88,9 cm	M	88,9 ÷ 104,1 cm
L	104,1 ÷ 116,8 cm	XL	116,8 ÷ 129,5 cm

ELASTIC



Kod NFZ:


SP-7600
Pas żebrowy, damski

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.


- » Skutecznie stabilizuje żebra poprzez kompresję klatki piersiowej
- » Skutecznie ogranicza „rozprężanie” się żeberek redukując ból przy stanach zapalnych (w czasie głębszych wdechów)
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Zapewnia doskonałą ochronę miejsca kontuzji
- » Szczególnie polecany przy złamaniach żeberek, mostka oraz przy stłuczeniach klatki piersiowej i zapaleniach płucnej

Dzięki zastosowaniu niejednorodnego materiału (konstrukcja przegiewana) pas idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Maksymalny obwód klatki piersiowej 90cm



**MULTI
CERAMIC™**

SP-7610
Pas żebrowy, męski

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.


- » Skutecznie stabilizuje żebra poprzez kompresję klatki piersiowej
- » Skutecznie ogranicza „rozprężanie” się żeberek redukując ból przy stanach zapalnych (w czasie głębszych wdechów)
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Zapewnia doskonałą ochronę miejsca kontuzji
- » Szczególnie polecany przy złamaniach żeberek, mostka oraz przy stłuczeniach klatki piersiowej i zapaleniach płucnej

Dzięki zastosowaniu niejednorodnego materiału (konstrukcja przegiewana) pas idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Maksymalny obwód klatki piersiowej 115cm



**MULTI
CERAMIC™**


SP-783
Pas macierzyński, podtrzymujący

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Skutecznie odciąża odcinek lędźwiowy – krzyżowy kręgosłupa w czasie zaawansowanej ciąży
- » Stanowi doskonałe podtrzymanie brzucha
- » Pozwala utrzymać właściwą postawę

Dzięki zastosowaniu zapięcia taśmą VELCRO posiada możliwość dostosowania obwodu pasa do wzrostu brzucha w czasie ciąży. Dzięki zastosowaniu niejednorodnego materiału (konstrukcja przegiewana) pas idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. W części przedniej pas wykonany z bardzo miękkiego materiału nie powodującego ucisku na brzuch. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (tydzień ciąży):

S	3 ÷ 10 tydzień	M	11 ÷ 14 tydzień
L	15 ÷ 18 tydzień	XL	powyżej 20 tygodnia

Wmiary pasa po rozciągnięciu:

S	100 do 110 cm	M	108 do 114 cm
L	116 do 126 cm	XL	121 do 134 cm



**MULTI
CERAMIC™**



SP-722W

Pas lędźwiowy-przemysłowy

Wykonany z oddychającej i bardzo wytrzymałej tkaniny.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Dzięki dodatkowym szelkom pas pozostaje we właściwej pozycji w czasie wykonywania różnych czynności np. chodzenia, kucania, siadania oraz zginania
- » Szczególnie polecany dla osób wykonujących ciężkie prace fizyczne, chcących odciążyć kręgosłup, efektywnie zmniejszyć bóle korzonkowe

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stalek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół pasa):

S	71,1 ÷ 81,2 cm	M	83,8 ÷ 93,9 cm
L	96,5 ÷ 106,6 cm	XL	109,2 ÷ 121,9 cm
XXL	124,4 ÷ 134,4 cm		



SP-167R

Elastyczny tkaninowy stabilizator nadgarstka, krótki


Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zesztywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki właściwemu wyprofilowaniu stabilizatora, zapewnia jednakową kompresję na całej powierzchni przylegania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S	15,2 ÷ 17,8 cm	M	17,8 ÷ 20,3 cm
L	20,3 ÷ 22,9 cm	XL	22,8 ÷ 25,4 cm
XXL	powyżej 25,4 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**



SP-167H

Elastyczny tkaninowy stabilizator nadgarstka, długi PRAWY / LEWY


Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie nadgarstka oraz śródreżca
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zesztywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki właściwemu wyprofilowaniu stabilizatora, zapewnia jednakową kompresję na całej powierzchni przylegania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S	15,2 ÷ 17,8 cm	M	17,8 ÷ 20,3 cm
L	20,3 ÷ 22,9 cm	XL	22,8 ÷ 25,4 cm
XXL	powyżej 25,4 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**




SP-260R
Elastyczny stabilizator nadgarstka, zapinany

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **Elastic**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zesztywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki konstrukcji „elastycznej taśmy” posiada możliwość regulacji siły kompresji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

ELASTIC

SP-876R
Elastyczny tkaninowy stabilizator nadgarstka, zapinany

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zesztywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki systemowi zapinania na rzep stabilizator posiada możliwość regulacji siły kompresji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY



**MULTI
CERAMIC™**


SP-876W
Elastyczny, tkaninowy stabilizator nadgarstka ze wzmocnieniem śródreżca

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zesztywnieniu nadgarstka, łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY



**MULTI
CERAMIC™**



**NOWY
KOLOR
GRANAT**

SP-2010

Elastyczny, neoprenowy stabilizator nadgarstka z taśmą dociągającą

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu elastycznej dociągającej taśmy VELCRO, stabilizator stanowi podwójną ochronę przeciążonego stawu. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Dostępne kolory:

beżowy czarny granatowy

COOLMAX[®]
AIRPRENE[™]

SP-2020

Elastyczny, neoprenowy stabilizator nadgarstka z pelotą

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu dodatkowej dociągającej taśmy VELCRO, z pelotą, stabilizator stanowi podwójną ochronę przeciążonego stawu. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Dostępne kolory:

beżowy czarny granatowy

COOLMAX[®]
AIRPRENE[™]

**NOWY
KOLOR
GRANAT**



SP-2040

Elastyczny, neoprenowy stabilizator nadgarstka ze wzmocnieniem śródręcza

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Dostępne kolory:

beżowy czarny granatowy

COOLMAX[®]
AIRPRENE[™]

**NOWY
KOLOR
GRANAT**




SP-226
Elastyczny, neoprenowy stabilizator nadgarstka ze wzmocnieniem kciuka

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka, śródreżca oraz kciuka.
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, łagodzi skutki urazów i zwyrodnień, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu dodatkowego dopinania rzepem, stabilizator pozostaje zawsze na właściwej pozycji.

System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S	14,0 ÷ 15,8 cm	M	16,1 ÷ 18,0 cm
L	18,3 ÷ 20,3 cm	XL	20,6 ÷ 22,8 cm


SP-208
Orteza kciuka z szyną aluminiową

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz kciuka
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy zmianach zwyrodnieniowych, jako unieruchomienie pooperacyjne oraz w procesie doleczenia zwichnięć, złamań nadgarstka oraz kciuka

Dzięki zastosowaniu dodatkowego dopinania rzepami, orteza pozostaje zawsze na właściwej pozycji.

System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S	14,0 ÷ 16,5 cm	M	16,5 ÷ 19,0 cm
L	19,0 ÷ 21,6 cm	XL	21,6 cm i więcej


SP-872 / SP-873
Orteza nadgarstka – krótka PRAWA / LEWA

Wykonana z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz śródreżca
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy zwichnięciu stawu nadgarstkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgien, zniekształceń i niestabilności nadgarstka oraz w procesie doleczenia złamań kości przedramienia oraz nadgarstka

Dzięki zastosowaniu anatomicznie wyprofilowanej „łyżki” podpierającej, kończyna pozostaje unieruchomiona we właściwej pozycji anatomicznej. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S	14,0 ÷ 16,5 cm	M	16,5 ÷ 19,0 cm
L	19,0 ÷ 21,6 cm	XL	21,6 ÷ 24,1 cm





SP-878 / SP-879

Orteza nadgarstka – długa PRAWA / LEWA

Wykonana z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny**, **hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz śródreczę
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany przy zwichnięciu stawu nadgarstkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgien, zniekształceń i niestabilności nadgarstka oraz w procesie doleczenia złamań kości przedramienia oraz nadgarstka

Dzięki zastosowaniu anatomicznie wyprofilowanej „łyżki” podpierającej, kończyna pozostaje unieruchomiona we właściwej pozycji anatomicznej. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół nadgarstka):

S	14,0 ÷ 16,5 cm	M	16,5 ÷ 19,0 cm
L	19,0 ÷ 21,6 cm	XL	21,6 ÷ 24,1 cm



**MULTI
CERAMIC™**

SP-G-2060 Stabilizator „łokcia tenisisty” z poduszką silikonową

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji „łokcia tenisisty”
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Szczególnie polecany jako środek prewencyjny, zapewniający ochronę łokcia oraz osłabionych lub uszkodzonych ścięgien i mięśni. Efektywny zarówno przy świeżych jak i zastarzałych kontuzjach

Dzięki zastosowaniu silikonowej poduszki stanowi doskonałe zabezpieczenie przed powstawaniem urazów związanych z tzw. łokciem tenisisty. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Dostępne kolory:

beżowy czarny granatowy

COOL MAX™
AIRPRENE™



**NOWY
KOLOR
GRANAT**



SP-167E

Elastyczny tkaninowy stabilizator stawu łokciowego


Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki odpowiedniemu „cieniowaniu” tkaniny, stabilizator idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

Rozmiar (mierzyć wokół stawu łokciowego):

S	24,1 ÷ 26,7 cm	M	27,9 ÷ 30,5 cm
L	31,8 ÷ 34,3 cm	XL	35,6 ÷ 40,6 cm
XXL	powyżej 41,9 cm		



**DELUXE
COMPRESSION**



SP-6660

Neoprenowy stabilizator stawu łokciowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów, kontuzji

Dzięki zapinaniu na dwa niezależne rzepy zapewnia regulowaną siłę kompresji. Sposób zapinania oraz elastyczna konstrukcja zapewniają komfort użytkowania.

Dostępne kolory:

- beżowy
- czarny

Rozmiar:

UNIWERSALNY

NEOPRENE

SP-260E

Elastyczny stabilizator stawu łokciowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **Elastic**.

- » Działa profilaktycznie
- » Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- » Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- » Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji „elastycznej taśmy” posiada możliwość regulacji siły kompresji.

Rozmiar:

UNIWERSALNY

ELASTIC



SP-763

Korektor postawy

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Gwarantuje idealne korygowanie wad postawy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci
- » Dzięki podszyciu naramienników miękką pianką gwarantuje brak ucisku w miejscu przylegania
- » Szczególnie polecany do przeprowadzenia korekcji postawy, bólów piersiowego odcinka kręgosłupa

Dzięki mocowaniu taśm VELCRO z przodu bez trudu użytkownik sam dokona prawidłowego mocowania.



Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

XS	46,0 ÷ 53,7 cm	S	54,0 ÷ 63,8 cm
M	64,1 ÷ 76,5 cm	L	76,8 ÷ 89,2 cm
XL	89,5 ÷ 104,5 cm		



MULTI
CERAMIC™

SP-227**Stabilizator obojczyka**


Wykonany ze specjalnej pianki obszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania.

- » Zapewnia unieruchomienie obojczyka, koryguje wady postawy
- » Szczególnie polecany przy zwiększonej kyfozie piersiowej, urazach obojczyka, zespołach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa oraz w procesie doleczenia

Poprzez zastosowanie unikalnej peloty grzbietowej została wzmocniona stabilizacja między łopatkami. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

S	54,0 ÷ 63,8 cm	M	64,1 ÷ 76,5 cm
L	76,8 ÷ 89,2 cm	XL	89,5 ÷ 104,5 cm

**SP-2181****Kamizelka stawu barkowego**

Wykonana z innowacyjnej, ultralekkiej, oddychającej pianki obszytej dwustronnie delikatną tkaniną przyjazną dla skóry. Materiał charakteryzujący się dużą absorpcją potu oraz efektywnym odprowadzaniem wilgoci na zewnątrz.

- » Zapewnia doskonałą stabilizację i unieruchomienie pooperacyjne stawu barkowego
- » Zalecana przy urazach okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub unieruchomienia
- » Stosowana przy kontuzji obojczyka, ramienia oraz złamaniach w obrębie obręczy barkowej, złamaniach górnej kości ramiennej bez przemieszczenia, zwichnięciach i skręceniach stawu barkowego i łokciowego
- » Stosowana w procesie doleczenia chorób zapalnych, zwyrodnieniowych i urazów stawu ramennego jak również doleczenie uszkodzeń stożka rotatorów (zespołu mięśnia nadgrzebieniowego)

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowania kamizelki do ciała pacjenta. Dzięki zapinaniu na rzepy umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Uniwersalna na prawe lub lewe ramię.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

S	60,0 ÷ 70,0 cm	M	70,0 ÷ 80,0 cm
L	80,0 ÷ 90,0 cm	XL	90,0 ÷ 105,0 cm
XXL	105,0 ÷ 120,0 cm	XXXL	120,0 ÷ 135,0 cm



SP-762
Tkaninowy stabilizator stawu barkowego, zapinany

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał **antybakteryjny, hipoalergiczny**, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji stawu barkowego
- » Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- » Zalecany przy zwichnięciu stawu barkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgien oraz zapaleniu kaletki maziowych
- » Szczególnie polecany w procesie doleczenia stanów pourazowych stawu, zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu, przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń wywołanych osteoporozą

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Konstrukcja stabilizatora gwarantuje brak dyskomfortu związanego z uciskiem na klatkę piersiową oraz uwieraniem pod ramieniem. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.


Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

S/M	84,0 ÷ 96,5 cm	L/XL	96,5 ÷ 114,0 cm
------------	----------------	-------------	-----------------

Uniwersalny na prawe lub lewe ramię



**MULTI
CERAMIC**™


SP-206 / SP-216
Neoprenowy stabilizator stawu barkowego, zapinany - PRAWY/ LEWY

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- » Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji stawu barkowego
- » Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności.
- » Zalecany przy zwichnięciu stawu barkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgien oraz zapaleniu kaletki maziowych
- » Szczególnie polecany w procesie doleczenia stanów pourazowych stawu, zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu, przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń wywołanych osteoporozą

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep, zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Konstrukcja stabilizatora gwarantuje brak dyskomfortu związanego z uciskiem na klatkę piersiową oraz uwieraniem pod ramieniem. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

S	84,0 ÷ 89,0 cm	M	89,0 ÷ 96,5 cm
L	96,5 ÷ 104,0 cm	XL	104,0 ÷ 114,3 cm

COOL MAX®
AIRPRENE™

SP-2187
Temblak z miękkim naramiennikiem

Wykonany z wytrzymałej, innowacyjnej tkaniny w opatentowanej technologii **POLIYOU**.

- » Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny
- » Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomienia kończyny górnej a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego, jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: długość przedramienia):

S	27,0 ÷ 32,0 cm	M	33,0 ÷ 39,0 cm
L	40,0 ÷ 45,0 cm	XL	46,0 ÷ 52,0 cm



POLIYOU®

SP-2198**Temblak DELUXE z miękkim naramiennikiem**

Wykonany z wytrzymałej, innowacyjnej tkaniny w opatentowanej technologii POLIYOU.

- » Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny
- » Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomieniu kończyny górnej a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego, jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania na rzep oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

XS	poniżej 60cm	S	60,0 ÷ 75,0 cm
M	76,0 ÷ 91,0 cm	L	92,0 ÷ 107,0 cm
XL	powyżej 107,0 cm		

POLIYOU®

**SP-2199****Temblak siatkowy DELUXE z miękkim naramiennikiem**

Wykonany z wytrzymałej, innowacyjnej siatkowej tkaniny.

- » Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny
- » Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomieniu kończyny górnej a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego, jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego
- » Szczególnie polecany w upalne dni

Dzięki zastosowaniu materiały siatkowej temblak zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza.

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania na rzep oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.



Rozmiar (mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej):

XS	poniżej 60cm	S	60,0 ÷ 75,0 cm
M	76,0 ÷ 91,0 cm	L	92,0 ÷ 107,0 cm
XL	powyżej 107,0 cm		

**SP-222****Kołnier ortopedyczny typu „Schantza” z dodatkową osłoną**

Wykonany ze specjalnej pianki obszytej bawełną gwarantujący komfort użytkowania.

- » Zapewnia częściowe ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
- » Szczególnie polecany w przypadku zespołów bólowych spowodowanych zmianami reumatycznymi, zniekształceniami oraz zwyrodnieniami
- » Poprzez zastosowanie dodatkowej (zdejmowanej) osłony bawełnianej istnieje możliwość prania, tym samym kołnier przez długi czas zachowuje estetyczny wygląd

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu kołnier idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

Rozmiar obwód (wysokość) (mierzyć: obwód wokół szyi):

S	32,0 ÷ 35,0 cm (wys. 8 cm)	M	35,0 ÷ 39,0 cm (wys. 9 cm)
L	39,0 ÷ 43,0 cm (wys. 10 cm)	XL	43,0 ÷ 49,0 cm (wys. 11 cm)

**SP-224****Kołnier ortopedyczny sztywny z podbródkiem**

Wykonany z tworzywa PCV wykończonego specjalną pianką PE dla poprawienia komfortu użytkowania.


- » Zapewnia częściowe ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
- » Szczególnie polecany w przypadku zespołów bólowych spowodowanych zmianami reumatycznymi, zniekształceniami, zwyrodnieniami oraz dyskopatii
- » Kołnier posiada regulację wysokości oraz obwodu, otwory wentylacyjne umożliwiają właściwą cyrkulację powietrza
- » Zastosowano dodatkowe wyścielenie części podbródkowej kołnierza „miękką podkładką” gwarantująca bardzo wygodne ułożenie brody w miejscu, na którym cała głowa jest podparta

Poprzez odpowiednie wykończenie krawędzi oraz właściwemu wyprofilowaniu kołnier idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: obwód wokół szyi):

S	32,0 ÷ 35,0 cm	M	35,0 ÷ 39,0 cm
L	39,0 ÷ 43,0 cm	XL	43,0 ÷ 49,0 cm





SP-I-913 Silikonowe kliny na haluksy

Wykonane ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Zapobiegają koślawości dużego palca
- » Szczególnie polecane w przypadku zachodzenia dużego palca na palec sąsiadujący
- » Przywracają palcom właściwe położenie, zapobiegają powstawaniu „haluksów”

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego kliny nie powodują uczuleń, jednocześnie są elastyczne gwarantując komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: rozmiar buta):

S	34,0	M	35,0 ÷ 40,0
L	39,0 ÷ 43,0		

SILICATIVE™

SP-I-911 Silikonowe kliny międzypalcowe

Wykonane ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Zapobiegają koślawości dużego palca
- » Szczególnie polecane w przypadku zachodzenia dużego palca na palec sąsiadujący
- » Zmniejszają tarcie między palcami, przywracają palcom właściwe położenie

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego kliny nie powodują uczuleń, jednocześnie są elastyczne gwarantując komfort użytkowania.

Rozmiar (mierzyć: rozmiar buta):

S	34,0	M	35,0 ÷ 40,0
L	39,0 ÷ 43,0		


SILICATIVE™


SP-I-909 Silikonowa podkładka metatarsalna

Wykonana ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Zapewnia właściwe ustawienie śródstopia i wytworzenie łuku poprzecznego
- » Doskonale odciąża przednią część śródstopia amortyzując wstrząsy
- » Zapobiega płaskostopiu poprzecznemu, modzelem i tworzeniu halluxa
- » Zmniejsza stan zapalny okolicy śródstopia, zapobiega zgrubieniom i zrogowaceniom Dzięki zastosowanemu separatorowi palców, podkładka zawsze pozostaje na właściwej pozycji.

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego podkładka nie powoduje uczuleń, jednocześnie jest elastyczna gwarantując komfort użytkowania. Bezzapachowa.

Rozmiar (mierzyć: rozmiar buta):

S/M	33,0 ÷ 38,0	L/XL	39,0 ÷ 46,0
------------	-------------	-------------	-------------

SILICATIVE™

SP-I-9210 Silikonowa osłona na haluksy

Wykonana ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Idealnie dopasowuje się do kształtu stopy
- » Chroni haluksy
- » Zapewnia równomierne rozłożenie sił powodujących podwijanie się **dużego palca**
- » Zapobiega otarciom powodowanym przez obuwie
- » Amortyzuje boczne uderzenia, chroni przed mikro-urazami
- » Szczególnie polecana przy występowaniu koślawości palucha

Dzięki zakładaniu na **duży palec** zawsze pozostaje na właściwej pozycji.

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego osłona nie powoduje uczuleń, jednocześnie jest elastyczna gwarantując komfort użytkowania. Bezzapachowa.

Rozmiar:

UNIERSALNY

SILICATIVE™




SP-I-9220

Silikonowa ośłona na haluksy

Wykonana ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Idealnie dopasowuje się do kształtu stopy
- » Chroni halluksy
- » Zapewnia równomierne rozłożenie sił powodujących podwijanie się **małego palca**
- » Zapobiega otarciom powodowanym przez obuwie
- » Amortyzuje boczne uderzenia, chroni przed mikro-urazami

Dzięki zakładaniu na **mały palec** zawsze pozostaje na właściwej pozycji.

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego ośłona nie powoduje uczuleń, jednocześnie jest elastyczna gwarantując komfort użytkowania. Bezzapachowa.

Rozmiar:

UNIwersalny

SILICATIVE™

SP-I-906

Podpiętki silikonowe

Wykonane ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**


- » Zapobiegają przenoszeniu mikro wstrząsów na pięty, kostki, kolana, biodra oraz kręgosłup
- » Doskonale absorbują mikro wstrząsy powstałe w wyniku chodzenia po twardym podłożu
- » Zapewniają złagodzenie nacisku na bolesne obszary
- » Szczególnie polecane w przypadku bólów spowodowanych tzw. „odbiciem pięty”
- » Doskonale amortyzują i przynoszą ulgę

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego podpiętki nie powodują uczuleń, jednocześnie są elastyczne gwarantując komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu dwuwarstwowego silikonu zminimalizowano ucisk w miejscu największego nacisku.

Rozmiar (mierzyć: rozmiar buta):

S	34,0	M	34,0 ÷ 37,0
L	38,0 ÷ 42,0		

SILICATIVE™



SP-I-912

Podpiętki silikonowe - korygujące

Wykonane ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Zapobiegają nadmiernemu ścinaniu obcasów i wykrzywianiu obuwia
- » Regulują ustawienie pięty zarówno w przypadku pięty koślawej jak i szpotawej
- » Doskonale absorbują mikro-wstrząsy przenoszone na pięty, kostki, kolana, biodra, dolne partie kręgosłupa powstałe w wyniku chodzenia po twardym podłożu
- » Zapewniają złagodzenie nacisku na bolesne obszary
- » Szczególnie polecane w przypadku bólów spowodowanych tzw. „odbiciem pięty”
- » Doskonale amortyzują i przynoszą ulgę

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego podpiętki nie powodują uczuleń, jednocześnie są elastyczne gwarantując komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu dwuwarstwowego silikonu zminimalizowano ucisk w miejscu największego nacisku. Bezzapachowe.

Rozmiar (mierzyć: rozmiar buta):

S	31,0 ÷ 34,0	M	35,0 ÷ 40,0
L	41,0 ÷ 46,0		

SILICATIVE™



SP-I-908

Wkładki silikonowe

Wykonane ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry w technologii **SILICATIVE™**

- » Zapobiegają przenoszeniu mikro wstrząsów na stopy, kostki, kolana, biodra oraz kręgosłup
- » Doskonale absorbują mikro wstrząsy powstałe w wyniku chodzenia po twardym podłożu
- » Zapewniają złagodzenie nacisku na bolesne obszary
- » Szczególnie polecane dla diabetyków na tzw. „stopę cukrzycową”
- » Doskonale amortyzują i przynoszą ulgę

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego wkładki nie powodują uczuleń, jednocześnie są elastyczne gwarantując komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu dwuwarstwowego silikonu zminimalizowano ucisk w miejscu największego nacisku. Dzięki zastosowaniu otworów wentylacyjnych stopa pozostaje sucha.

Rozmiar (mierzyć: rozmiar buta):

„3”	35,0 ÷ 36,0	„5”	37,0 ÷ 38,0	„6”	39,0 ÷ 40,0
„8”	41,0 ÷ 42,0	„9”	43,0 ÷ 44,0	„11”	45,0 ÷ 46,0

SILICATIVE™

Ortezy stopowo-goleniowe

AR-601 Orteza stopowo-goleniowa, niska „Walker Pro”

AR-602 Orteza stopowo-goleniowa, wysoka „Walker Pro”

Orteza stopowo-goleniowa Walker Pro zapewnia ochronę i stabilizację w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, skręceń 2 i 3 stopnia, pęknięć kości, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia. Znajduje również zastosowanie w przypadku naciągnięcia lub naderwania ścięgna Achillesa oraz w celu zapewnienia stabilizacji pooperacyjnej.

Stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego unieruchomienia gipsowego, zdecydowanie poprawiając komfort użytkowania. Dzięki zintegrowanej pompce gwarantuje dostosowanie kompresji do stanu chorobowego pacjenta, redukując możliwość wystąpienia krwawiaków oraz obrzęków. Gwarantuje możliwość regularnej oceny wizualnej kontuzji oraz utrzymanie kończyny w należytym stanie higienicznym. Dzięki ultra lekkiej konstrukcji Walker Pro nie obciąża kończyny, a zastosowana miękką wyściółka pneumatyczna gwarantuje wysoki komfort użytkowania.

Informacje o produkcie:

- » Wyposażona w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji.
- » Wyściółka pneumatyczna wykonana z delikatnego materiału, zapobiegającego otarciom.
- » Podeszwa wyposażona w poduszkę powietrzną „na pięcie” pochłaniającą energię, w celu zmniejszenia wstrząsów i większego komfortu użytkowania.
- » Panele z wyciętymi otworami gwarantującymi prawidłową cyrkulację powietrza.
- » Dopinany panel przedni zwiększający komfort zakładania oraz użytkowania.
- » Profilowane, komfortowe krawędzie boczne w celu redukcji ucisku na łydkę.
- » Specjalnie zaprojektowany kształt podeszwy (wyprofilowany, niski i szeroki) wspomagający w naturalnym i stabilnym chodzie.
- » Wyściółka pneumatyczna wyposażona w zintegrowaną pompkę.
- » Konstrukcja panelowa, wykonana z ultra-lekkiego tworzywa.
- » Indywidualnie regulowana osłona palców.
- » Model uniwersalny na prawą i lewą nogę.
- » Anty-poślizgowa podeszwa.
- » Dostępna wersja wysoka i niska.



pneumatyczna



Waga AR-601: do 800g

Waga AR-602: do 1100g

Kolor: Szaro-czarny

Unikalne właściwości **Walker PRO**



AR-601 AR-602	Rozmiar buta	Długość stopy (cm)	Długość podeszwy (cm)	Szerokość podeszwy (cm)	Wysokość całkowita (cm)	
					AR-601	AR-602
XS	31-34	19-21,5	25	10	25	37,5
S	34-38	22-24	28	10,8	26,5	41
M	38-41	24,5-26,5	29	11	27,5	43,5
L	42-45	27-28,5	30,7	12	27,5	45,5
XL	45-49	29-31,5	32,3	13,8	28,5	46

AR-603 Orteza stopowo-goleniowa, niska „Walker Basic”
AR-604 Orteza stopowo-goleniowa, wysoka „Walker Basic”

Orteza stopowo-goleniowa „Walker Basic” zapewnia ochronę i stabilizację w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, skręceń 2 i 3 stopnia, pęknięć kości, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia. Znajduje również zastosowanie w stabilizacji pooperacyjnej.

Stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego unieruchomienia gipsowego, zdecydowanie poprawiając komfort użytkowania. Dzięki zintegrowanej pompce gwarantuje dostosowanie kompresji do stanu chorobowego pacjenta, redukując możliwość wystąpienia krwiaków oraz obrzęków. Gwarantuje możliwość regularnej oceny wizualnej kontuzji oraz utrzymanie kończyny w należyтым stanie higienicznym. Dzięki lekkiej konstrukcji Walker Basic nie obciąża kończyny, a zastosowana miękka wyściółka pneumatyczna gwarantuje wysoki komfort użytkowania.

Informacje o produkcie:

- » Konstrukcja sznycowa w kształcie buta, wykonana z lekkiego tworzywa.
- » Oddychający materiał gwarantuje prawidłową cyrkulację powietrza.
- » Wyściółka pneumatyczna wyposażona w zintegrowaną pompkę.
- » Profilowane, komfortowe krawędzie boczne w celu redukcji ucisku na łydkę.
- » Podeszwa wyposażona w poduszkę powietrzną „na pięcie” pochłaniającą energię, w celu zmniejszenia wstrząsów i większego komfortu użytkowania.
- » Specjalnie zaprojektowany kształt podeszwy (wyprofilowany, niski i szeroki) wspomagający w naturalnym i stabilnym chodzie.
- » Wyposażona w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji.
- » Indywidualnie regulowana osłona palców.
- » Anty-poślizgowa podeszwa.
- » Model uniwersalny na prawą i lewą nogę.
- » Dostępna wersja wysoka i niska.

Waga AR-603: do 1000g

Waga AR-604: do 1100g

Kolor: Czarny

ARmedical®

pneumatyczna


AR-600P Podpiętki do ortezy stopowo-goleniowej Walker, prawe
AR-600L Podpiętki do ortezy stopowo-goleniowej Walker, lewe

Podpiętki przeznaczone do stosowania w ortezach stopowo-goleniowych Walker Pro oraz Walker Basic. Stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa. Pozwalają na uniesienie pięty jak również dają możliwość końskiego ustawienia stopy, zapobiegając jej rotacji. Redukcja kolejno ilość podpiętek w ortezie pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa. Zastosowanie zestawu składającego się z pięciu niezależnych podpiętek, umożliwia indywidualne dopasowanie wysokości uniesienia pięty – adekwatne do zaleceń specjalisty. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej miękkości pianki EVA, pokrytej miękką, przyjemną w dotyku włókniną zapewniają komfort użytkowania.

Zestaw 5 szt. Do modeli: Walker PRO, Walker BASIC

Rozmiar:

UNIWERSALNY


AR-600W Pokrowiec ochronny na ortezę Walker

Doskonale chroni ortezę typu Walker Pro, Walker Basic, gips lub opatrunek przed zabrudzeniami, przemakaniem i innymi warunkami atmosferycznymi, szczególnie wilgocią. Sprawdza się doskonale także jako zabezpieczenie przed kurzem czy pyłem. Można go stosować w każdej innej sytuacji gdzie potrzebna jest ochrona stóp, ortezy, obuwia. Dzięki wyposażeniu w gumkę ściągającą doskonale przylega do ortezy, gipsu lub opatrunku, pozostaje szczelny nawet w trakcie opadów deszczu. Ponadto wyposażony jest w antypoślizgowy spód ograniczający ślizganie się na mokrej, śliskiej powierzchni.

Materiał: Nylon **Kolor:** Czarny

Rozmiar:

UNIWERSALNY

Unikalne właściwości **Walker BASIC**



AR-603 AR-604	Rozmiar buta	Długość stopy (cm)	Długość podeszwy (cm)	Szerokość podeszwy (cm)	Wysokość całkowita (cm)	
					AR-603	AR-604
XS	31-34	19-21,5	24	12,5	29,5	39,5
S	34-38	22-24	26	12,5	29,5	39,5
M	38-41	24,5-26,5	28,5	12,5	29,5	43
L	42-45	27-28,5	30,5	13,5	29,5	43
XL	45-49	29-31,5	32,5	14	29,5	43

Stabilizatory palców

AR-060 Stabilizator palca – aparat Stacka

Aparat Stacka przeznaczony jest do stabilizacji stawu międzypaliczkowego dalszego w pozycji wyprostowanej jednocześnie umożliwiając ruch innym stawom.

Wykonany z lekkiego higienicznego tworzywa w kolorze cielistym. Bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców.

Zastosowanie:

- » oderwanie przyczepu prostownika paliczka dalszego
- » skręcenie stawu międzypaliczkowego dalszego
- » złamania kości paliczków dalszych
- » uszkodzenie prostownika palca
- » złamania awulsyjne

Sposób aplikacji:

Mocuje się go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej.


ARmedical®

Dostępne rozmiary:

Rozmiar:	1	2	3	4	5	5,5	6	7
Obwód palca w stawie palczkowym dalszym (cm):	< 3,5	3,5 ÷ 4,0	4,0 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5,0	5,0 ÷ 5,5	6,0 ÷ 7,0	7,0 ÷ 7,5	7,5 ÷ 8,0

Opakowanie handlowe: a`3 szt. w 1 rozmiarze



Nie wymaga dodatkowych plastrów ani bandażu

AR-061 Stabilizator palca – aparat Stacka z taśmą dociągającą

Aparat Stacka przeznaczony jest do stabilizacji stawu międzypaliczkowego dalszego w pozycji wyprostowanej jednocześnie umożliwiając ruch innym stawom.

Wykonany z lekkiego higienicznego tworzywa w kolorze cielistym. Bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców. Dzięki wyposażeniu w taśmę mocującą z rzepem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych plastrów oraz bandażu. Dzięki regulacji szerokości, stabilizator bez trudu można dopasować do palca.

Zastosowanie:

- » oderwanie przyczepu prostownika paliczka dalszego
- » skręcenie stawu międzypaliczkowego dalszego
- » złamania kości paliczków dalszych
- » uszkodzenie prostownika palca
- » złamania awulsyjne

Sposób aplikacji:

Mocuje się go do palca za pomocą taśmy dociągającej z rzepem - w taki sposób, aby staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej.


ARmedical®

Dostępne rozmiary:

Rozmiar:	0	1	2	3	4	5
Obwód palca w stawie palczkowym dalszym (cm):	< 3,5	3,5 ÷ 4,0	4,0 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5,0	5,0 ÷ 5,5	5,5 ÷ 6,0

Opakowanie handlowe: a`3 szt. w 1 rozmiarze

AR-062**Stabilizator palca – szyna prosta z taśmą dociągającą**

Szyna przeznaczona jest do stabilizacji stawów międzypaliczkowych. Doskonale sprawdza się również w złamaniach oraz pęknięciach kości palców dłoni.

Wykonana z lekkiego higienicznego tworzywa w kolorze białym. Bardzo skuteczna w przypadku terapii urazów palców. Dzięki wyposażeniu w taśmę mocującą z rzepem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych plastrów oraz bandaży. Dzięki zastosowaniu miękkiej pianki zapobiega nadmiernemu poceniu się oraz zapewnia komfort przy długotrwałym użytkowaniu. Zapewnia skuteczne unieruchomienie.

Zastosowanie:

- » złamanie, pęknięcie kości palców dłoni
- » skręcenie stawów palczkowych dalszych i środkowych
- » urazy koniuszków palców

Sposób aplikacji:

Mocuje się ją do palca za pomocą taśmy dociągającej z rzepem.

Dostępne rozmiary (długość): S: 5,5cm, M: 6,5cm, L: 7,5cm, XL: 9,0cm

Opakowanie handlowe: a`3 szt. w 1 rozmiarze



Nie wymaga dodatkowych plastrów ani bandaży

ARmedical®

AR-063**Stabilizator palca aluminiowy – prosty**

Stabilizator przeznaczony jest do stabilizacji stawów międzypaliczkowych. Doskonale sprawdza się również w złamaniach oraz pęknięciach kości palców dłoni.

Wykonany z lekkiego aluminium. Bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców. Dzięki zastosowaniu miękkiej pianki zapobiega nadmiernemu poceniu się oraz zapewnia komfort przy długotrwałym użytkowaniu. Zapewnia skuteczne unieruchomienie.

Zastosowanie:

- » złamanie, pęknięcie kości palców dłoni
- » skręcenie stawów palczkowych dalszych i środkowych
- » urazy koniuszków palców

Sposób aplikacji:

Mocuje się go do palca za pomocą plastra lub bandaży.

Dostępne rozmiary (długość): S: 5,5cm, M: 8cm, L: 9cm

Opakowanie handlowe: a`3 szt. w 1 rozmiarze



ARmedical®

AR-064**Stabilizator palca aluminiowy – podwójne mocowanie**

Stabilizator przeznaczony jest do stabilizacji stawów międzypaliczkowych. Doskonale sprawdza się również w złamaniach oraz pęknięciach kości palców dłoni.

Wykonany z lekkiego aluminium. Bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców. Dzięki zastosowaniu miękkiej pianki zapobiega nadmiernemu poceniu się oraz zapewnia komfort przy długotrwałym użytkowaniu. Zapewnia skuteczne unieruchomienie.

Zastosowanie:

- » złamanie, pęknięcie kości palców dłoni
- » skręcenie stawów palczkowych dalszych i środkowych

Sposób aplikacji:

Mocuje się go do palca za pomocą specjalnych aluminiowych „skrzydełek” poprzez zagięcie ich na palcu.

Dostępne rozmiary (długość): S: 7,5cm, M: 10,0cm, L: 12,5cm

Opakowanie handlowe: a`3 szt. w 1 rozmiarze



Nie wymaga dodatkowych plastrów ani bandaży

ARmedical®

Poduszki ortopedyczne

MFP-5030

**Poduszka ortopedyczna profilowana,
„EXCLUSIVE DREAM”**

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu. Dzięki temu zapamiętuje kształt odcisniętej w niej głowy przez co wywiera dużo mniejszy ucisk na ciało a tym samym nie zaburza krążenia krwi.

- » Zapewnia optymalne ułożenie kręgów szyjnych podczas snu
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu



Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiar: 50x30x10cm; **Pokrowiec:** micro-fibra, **Kolor:** Ecru;

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5030





MFP-5030MV

Poduszka ortopedyczna profilowana masująca & wentylacyjna „EXCLUSIVE DREAM”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu. Dzięki temu zapamiętuje kształt odcisniętej w niej głowy przez co wywiera dużo mniejszy ucisk na ciało a tym samym nie zaburza krążenia krwi.

Poduszka ortopedyczna model MFP-5030 jest wyrobem stosowanym dla zapobiegania, łagodzenia przebiegu schorzeń oraz łagodzenia lub kompensowania skutków urazów kręgosłupa szyjnego poprzez zapewnienie jego prawidłowego ułożenia w czasie snu.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Właściwości:

- » Łagodzi ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Gwarantuje prawidłowe ułożenie kręgosłupa szyjnego w czasie snu poprzez właściwe podparcie głowy, szyi i ramion,
- » Zapobiega porannym drętwieniom „cierpnięciu” dłoni.
- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.
- » Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiary: 50x30x10cm; **Pokrowiec:** micro-fibra, **Kolor:** Ecru; 3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5030



ZARmedical®
Pillow Line



Właściwości:

- » Zapewnia optymalne ułożenie kręgow szyjnych podczas snu.
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

MFP-5535

Poduszka ortopedyczna profilowana „EXCLUSIVE DREAM”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu. Dzięki temu zapamiętuje kształt odcisniętej w niej głowy przez co wywiera dużo mniejszy ucisk na ciało a tym samym nie zaburza krążenia krwi.

Anatomiczny kształt poduszki dopasowuje się idealnie do kształtów ciała pacjenta, nie zależnie od tego czy pacjent śpi na boku czy na plecach. Głowa niemal zatapia się w pianie poduszki, tym samym wzrasta powierzchnia kontaktu ciała/głowy z podłożem przez co zmniejsza się siła nacisku.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiar: 55x35x12cm; **Pokrowiec:** micro-fibra; **Kolor:** Ecrú

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5535



MFP-5030BF

Poduszka ortopedyczna profilowana „BAMBOO DREAM”



Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Zastosowana innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni. Aktywny węgiel bambusowy w pianie jak również naturalne włókno bambusowe w pokrowcu zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku. Dzięki termoformującej pianie idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym



Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnego materiału z dodatkiem naturalnego włókna bambusowego. Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała. Wyposażony jest w suwak, dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Właściwości:

- » Zapewnia optymalne ułożenie kręgow szyjnych podczas snu.
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi oraz ramion.
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Wymiar: 50x30x10cm; **Pokrowiec:** Dżersej z naturalnym włóknem bambusowym; **Kolor:** Ecrú

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5030BF





MFP-5030BV

Poduszka ortopedyczna profilowana, wentylowana „BAMBOO DREAM”



Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Zastosowana innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni. Aktywny węgiel bambusowy w piance jak również naturalne włókno bambusowe w pokrowcu zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

- » Zapewnia optymalne ułożenie kręgosłupa szyjnych podczas snu.
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi oraz ramion.
- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym



Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnego materiału z dodatkiem naturalnego włókna bambusowego. Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała. Wyposażony jest w suwak, dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiary: 50x30x10cm; **Pokrowiec:** Dżersej z naturalnym włóknom bambusowym; **Kolor:** Ecru

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5030BF

ARmedical®
Pillow Line



MFP-5232

Poduszka ortopedyczna profilowana „BAMBOO DREAM”



Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Zastosowana innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni. Aktywny węgiel bambusowy w piance jak również naturalne włókno bambusowe w pokrowcu zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku. Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

- » Zapewnia optymalne ułożenie kręgosłupa szyjnych podczas snu.
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi oraz ramion.
- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym



Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnego materiału z dodatkiem naturalnego włókna bambusowego. Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała. Wyposażony jest w suwak, dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiary: 52x32x12cm; **Pokrowiec:** Dżersej z naturalnym włóknom bambusowym; **Kolor:** Ecru

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5232

ARmedical®
Pillow Line



MFP-5030AF
**Poduszka ortopedyczna profilowana
„AloeVera Dream”**

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Zastosowana innowacyjna pianka z dodatkiem naturalnego ekstraktu aloesowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni. Naturalny ekstrakt aloesowy w pianie jak również w pokrowcu zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, grzybów oraz alergenów.

Dzięki zastosowaniu naturalnego ekstraktu aloesowego w naturalny sposób wspomaga regenerację organizmu podczas snu i podwyższa jego komfort.

Ergonomiczne wyprofilowanie koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.


Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Wymiar: 50x30x11cm;
Pokrowiec: Dżersej z naturalnym ekstraktem aloesowym; **Kolor:** Ecrú

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec:
nr kat. C-5030AF

Właściwości:

- » Ze względu na swój dobroczynny wpływ na zdrowie, aloes jest od wielu lat ceniony w medycynie naturalnej.
- » W sposób naturalny wspomaga regenerację organizmu podczas snu i podwyższa jego komfort.
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion przez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Dzięki termoformującej pianie idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.
- » Innowacyjna pianka z dodatkiem naturalnego ekstraktu aloesowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni.
- » Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, grzybów oraz alergenów.
- » Innowacyjna miękka, oddychająca poszewka z naturalnym ekstraktem aloesowym posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.



ARmedical®
Pillow Line

Właściwości:

- » Ze względu na swój dobroczynny wpływ na zdrowie, aloes jest od wielu lat ceniony w medycynie naturalnej.
- » W sposób naturalny wspomaga regenerację organizmu podczas snu i podwyższa jego komfort.
- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion przez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Dzięki termoformującej pianie idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.
- » Innowacyjna pianka z dodatkiem naturalnego ekstraktu aloesowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni.
- » Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, grzybów oraz alergenów.
- » Innowacyjna miękka, oddychająca poszewka z naturalnym ekstraktem aloesowym posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.


MFP-5535AF
**Poduszka ortopedyczna profilowana
„AloeVera Dream”**

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Zastosowana innowacyjna pianka z dodatkiem naturalnego ekstraktu aloesowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni. Naturalny ekstrakt aloesowy w pianie jak również w pokrowcu zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, grzybów oraz alergenów.

Dzięki zastosowaniu naturalnego ekstraktu aloesowego w naturalny sposób wspomaga regenerację organizmu podczas snu i podwyższa jego komfort.

Ergonomiczne wyprofilowanie koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.


Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Wymiar: 55x35x12cm;
Pokrowiec: Dżersej z naturalnym ekstraktem aloesowym; **Kolor:** Ecrú

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec:
nr kat. C-5535AF



ARmedical®
Pillow Line





MFP-5433EP

Poduszka ortopedyczna profilowana, dwustronna „Ergonomic Dream”

ergonomic

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając doskonałe podparcie kręgosłupa szyjnego, zapewniając jego prawidłowe ułożenie w czasie snu.

Dzięki obustronnym „wcięciom” umożliwia dwustronne użytkowanie, zarówno dla osób wymagających wysokiego podparcia 12cm, jak również dla tych, dla których 6cm jest optymalną wysokością. „Wcięcia” te czynią ją uniwersalną, umożliwiając wybór ulubionej pozycji snu. Ponadto ergonomiczne wyprofilowanie koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.

Zastosowana ultra przewiewna poszewka, wykonana ze specjalnego materiału siatkowego Mesh gwarantuje niezwykły komfort użytkowania.

Właściwości:

- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.
- » Specjalne obustronne „wcięcia” umożliwiają dwustronne użytkowanie, zarówno dla osób wymagających wysokiego podparcia 12cm, jak również dla tych, dla których 6cm jest optymalną wysokością.
- » Specjalne wcięcia czynią ją uniwersalną, umożliwiając wybór ulubionej pozycji snu.
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion przez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.
- » Ultra przewiewna poszewka, wykonana ze specjalnego materiału siatkowego Mesh gwarantuje niezwykły komfort użytkowania.
- » Dodatkowo posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:


- » chrapaniem
- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnej, super przewiewnej tkaniny Mesh gwarantującej pełen komfort użytkowania. Zewnętrzny pokrowiec jest zapinany na suwak, dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiar: 54x33x12/6cm; **Pokrowiec:** Dżersej; **Kolor:** Biały

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5433EP



**UNIKALNY
ERGONOMICZNY
KSZTAŁT**

Unique ergonomic design

ARmedical®
Pillow Line



MFP-6035
Poduszka ortopedyczna profilowana „Silent Dream”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu zapamiętuje kształt odcisniętej w niej głowy przez co wywiera dużo mniejszy ucisk na ciało a tym samym nie zaburza krążenia krwi. Dzięki specjalnym profilom poduszka zalecana jest dla osób chrapących, zapobiega łagodnym objawom bezdechu sennego, może przeciwdziałać lub ograniczać chrapanie.

Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku. Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

- » Specjalne profile ograniczają chrapanie pozwalając na utrzymanie dróg oddechowych otwartych.
- » Ergonomiczne wyprofilowanie koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.
- » Zapobiega porannym drętwieniom, „cierpieniu” dłoni.
- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » chrapaniem
- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnej, super miękkiej mikro-fibry, zapinany na suwak. Dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym poduszka przez długi czas zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiar: 60x35x12cm; **Pokrowiec:** micro-fibra; **Kolor:** Ecru

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-6035



Wymiar: 50x30x10cm; **Pokrowiec:** micro-fibra; **Kolor:** Ecru

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-5030TP

TFP-5030TP
Poduszka ortopedyczna tradycyjna „EXCLUSIVE DREAM”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu. Dzięki temu zapamiętuje kształt odcisniętej w niej głowy przez co wywiera dużo mniejszy ucisk na ciało a tym samym nie zaburza krążenia krwi. Szczególnie polecana dla osób ceniących sobie tradycyjny kształt, lubiących spać w dowolnej pozycji.

Stanowi połączenie poduszki o tradycyjnym kształcie z łagodzącym uciskiem podparciem innowacyjnej pianki.

Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym

Właściwości:

- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.
- » Szczególnie polecana dla osób ceniących sobie tradycyjny kształt, lubiących spać w dowolnej pozycji.
- » Stanowi połączenie poduszki o tradycyjnym kształcie z łagodzącym uciskiem podparciem innowacyjnej pianki.
- » Dzięki innowacyjnej piance z „pamięcią” koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion.
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.
- » Super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.



TFP-6040 Poduszka ortopedyczna tradycyjna „EXCLUSIVE DREAM”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu. Dzięki temu zapamiętuje kształt odcisniętej w niej głowy przez co wywiera dużo mniejszy ucisk na ciało a tym samym nie zaburza krążenia krwi. Szczególnie polecana dla osób ceniących sobie tradycyjny kształt, lubiących spać w dowolnej pozycji.

Stanowi połączenie poduszki o tradycyjnym kształcie z łagodzącym ucisk podparciem innowacyjnej pianki.

Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

- » Zapewnia optymalne ułożenie kręgosłupa szyjnych podczas snu
- » Dzięki innowacyjnej piance z „pamięcią” koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion
- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami kręgosłupa
- » bólami ramion
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym



Wymiar: 60 x 40 x 12 cm; **Kolor:** Ecru

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-6040



ARmedical®
Pillow Line



MFP-4026 Poduszka ortopedyczna profilowana „BABY DREAM”

Dzięki unikalnej technologii wykonania poduszki ortopedycznej, dopasowuje się ona idealnie do kształtów ciała dziecka, nie zależnie od tego czy dziecko śpi na boku czy na plecach. Głowa niemal zatapia się w piance poduszki, tym samym wzrasta powierzchnia kontaktu ciała/głowy z podłożem, przez co zmniejsza się siła nacisku.

Dodatkowe wyprofilowanie pod główkę zapewnia ułożenie dziecka w prawidłowej części poduszki. Otwory wentylacyjne zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza nawet gdy dziecko śpi na boku. Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Zapewnia:

- » prawidłową pozycję snu od najmłodszych lat
- » rehabilitację kręgosłupa i dbanie o jego prawidłowy rozwój
- » ulgę gdy maluch jest wrażliwy na nacisk szyi
- » spokojny i zdrowy sen
- » doskonałą, miłą przytulankę

Właściwości:

- » Gwarantuje prawidłowe ułożenie kręgosłupa szyjnego w czasie snu poprzez właściwe podparcie głowy, szyi i ramion
- » Idealna dla dzieci „bardziej” wrażliwych na nacisk szyi
- » Łagodzi ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku
- » Wspomaga rehabilitację kręgosłupa oraz jego prawidłowy rozwój.
- » Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu

Wymiar: 40x26x7cm; **Pokrowiec:** micro-fibra; **Kolor:** Ecru;

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-4026



ARmedical®
Pillow Line

MTP-2828

Poduszka ortopedyczna „EXCLUSIVE TRAVEL”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu.

- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu gwarantuje prawidłowe podparcie głowy i szyi w czasie podróży
- » Pomaga złagodzić ból głowy, kręgosłupa szyjnego oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku
- » Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- » Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu

Stosowana w przypadku:

- » stanów przeciążeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa
- » niestabilności kręgów szyjnych
- » chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
- » długiej podróży samochodem, pociągiem lub samolotem

Poduszka posiada super miękką, poszewkę z Veluru (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiar: 28 x 28 x 7 cm **Kolor:** Granatowy;
3 lata GWARANCJI



MTP-3230

Poduszka ortopedyczna „EXCLUSIVE TRAVEL”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając doskonałe podparcie kręgosłupa szyjnego.

Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu gwarantuje prawidłowe podparcie głowy i szyi w czasie podróży. Pomaga złagodzić ból głowy, kręgosłupa szyjnego oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku. Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu. Super miękka poszewka z veluru posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Stosowana w przypadku:

- » stanów przeciążeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa
- » niestabilności kręgów szyjnych
- » chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
- » długiej podróży samochodem, pociągiem lub samolotem

Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z super miękkiego veluru, zapinany na suwak. Dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym poduszka przez długi czas zachowuje estetyczny wygląd.

Wymiar: 32x30x12cm; **Pokrowiec:** velur, **Kolor:** Granatowy





MFP-4535

Poduszka ortopedyczna do siedzenia "EXCLUSIVE SEAT"



oddychający materiał Mesh



UNIKALNY
ERGONOMICZNY
KSZTAŁT



anty-poślizgowy spód

Wykonana z innowacyjnej termo-formującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. Wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa osobom, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej np. nawózku inwalidzkim, twardym krześle. Przeznaczona jest dla osób wrażliwych na ucisk, np. osób po urazach stawu biodrowego, w procesie doleczenia czujących dyskomfort podczas siedzenia na twardej powierzchni. Dodatkowo może mieć zastosowanie jako oparcie dla kolan oraz dając efekt relaksu „zmęczonych” nóg.

Odpowiednie wyprofilowanie poduszki gwarantuje jej idealne przyleganie do ciała, dające odczucie dużego komfortu.

Ultra przewiewna poszewka Mesh zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała.

Spód wykonany ze specjalnego anty-poślizgowego materiału zapobiegającego przesuwaniu się poduszki.

Właściwości:

- » dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu zapewnia odciążenie kręgosłupa i kości ogonowej
- » redukuje efekt drętwienia poprzez zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych
- » pomaga złagodzić ból kręgosłupa spowodowany długotrwałym siedzeniem np. na wózku inwalidzkim lub krześle
- » koryguje nieprawidłową postawę w podczas siedzenia
- » dzięki termo-formującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała

Szczególnie polecana w celu:

- » zmniejszenia bólu krzyża oraz efektu drętwienia
- » zwiększenia przepływu krwi w kończynach dolnych
- » odciążenia kręgosłupa i kości ogonowej
- » utrzymania prawidłowej postawy w pozycji siedzącej
- » zapewnienia ulgi dla kręgosłupa, bioder oraz pośladków w czasie długotrwałego siedzenia

Wymiar: 45x35x7cm; **Pokrowiec:** dżersej; **Kolor:** czarny;

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. C-4535



MFP-4540 Poduszka ortopedyczna do siedzenia, „PREMIUM SEAT”

Wykonana z innowacyjnej termo-formującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. Wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa osobom, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim, twardym krześle. Stanowi odciążenie dla kości ogonowej, pośladków oraz ud redukując efekt drętwienia, poprzez zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych. Koryguje nieprawidłową postawę podczas siedzenia, dzięki czemu redukuje ból szczególnie w odcinku krzyżowym kręgosłupa, spowodowane długotrwałym siedzeniem w nieprawidłowej pozycji.

Przeznaczona jest dla osób wrażliwych na ucisk, np. osób po urazach stawu biodrowego, w procesie doleczenia, czujących dyskomfort podczas siedzenia na twardej powierzchni. Dodatkowo może mieć zastosowanie jako oparcie dla kolan oraz nóg dając efekt relaksu „zmęczonych” nóg. Odpowiednie wyprofilowanie poduszki gwarantuje jej idealne przyleganie do ciała, dające odczucie dużego komfortu.

Ultra przewiewna poszewka Mesh zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała.

Szczególnie polecana w celu:

- » stanów zmniejszenie bólu krzyża oraz efektu drętwienia
- » zwiększenia przepływu krwi w kończynach dolnych
- » odciążenie kręgosłupa i kości ogonowej
- » utrzymania prawidłowej postawy w pozycji siedzącej
- » zapewnienia ulgi dla kręgosłupa, bioder i pośladków w czasie długotrwałego siedzenia

Wymiar: 45x40x12 cm

Pokrowiec: dżersej, zapinany na suwak

Kolor: czarny



Pianka termo-formująca



Oddychający materiał Mesh



Anty-poślizgowy spód



UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI PODUSZKI



PERFEKCYJNIE ZAPROJEKTOWANA



MFP-4235

Poduszka ortopedyczna do siedzenia „EXCLUSIVE SEAT”

Wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa osobom, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim, twardym krześle. Stanowi odciążenie dla kości ogonowej, pośladków oraz ud redukując efekt drętwienia, poprzez zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych. Koryguje nieprawidłową postawę podczas siedzenia, dzięki czemu redukuje ból szczególnie w odcinku krzyżowym kręgosłupa, spowodowane długotrwałym siedzeniem w nieprawidłowej pozycji.

Przeznaczona jest dla osób wrażliwych na ucisk, np. osób po urazach stawu biodrowego, w procesie doleczenia, czujących dyskomfort podczas siedzenia na twardej powierzchni. Ponadto wspomaga prawidłowe ułożenie bioder oraz miednicy, szczególnie istotne w procesie doleczenia po urazie lub zabiegu.

Ultra przewiewna poszewka Mesh zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała.


Szczególnie polecana w celu:

- » zmniejszenia bólu krzyża oraz efektu drętwienia
- » prawidłowego ułożenia bioder oraz miednicy
- » odciążenia kręgosłupa i kości ogonowej
- » utrzymania prawidłowej postawy w pozycji siedzącej
- » zapewnienia ulgi dla kręgosłupa, bioder i pośladków w czasie długotrwałego siedzenia

Wymiar: 42x35x6cm

Pokrowiec: dżersej, zapinany na suwak

Kolor: czarny



KAŻDY DETAL MA ZNACZENIE



Oddychający materiał Mesh

Anty-poślizgowy spód



MFP-4009

Poduszka ortopedyczna do siedzenia "PERFECT BALANCE"

Przeznaczona jest do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni grzbietu. Odciąża odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymusza siedzenie w prawidłowej pozycji, stymuluje mikro-ruchy krążków międzykręgowych. Koryguje nieprawidłową postawę podczas siedzenia, dzięki czemu redukuje bóle szczególnie w odcinku krzyżowym kręgosłupa, spowodowane długotrwałym siedzeniem w nieprawidłowej pozycji. Doskonale sprawdza się w rehabilitacji pourazowej - przy wykonywaniu ćwiczeń równoważnych, treningu koordynacji ruchowej oraz ćwiczeniach mających na celu wzmocnienie mięśni grzbietu i brzucha.

Dzięki zastosowaniu unikalnej sprężysto-elastycznej pianki daje uczucie komfortu zachowując jednocześnie swoje właściwości terapeutyczne.

Poduszka posiada dwufunkcyjne zastosowanie, dzięki profilom (kanałom) w części górnej oraz środkowemu otworowi znajduje również zastosowanie jako krąg przeciwoślizgowy. Podłożona pod tydkę / stopę zapobiega powstawaniu odleżyn na pięcie.

Szczególnie polecana w celu:

- » siedzenia w prawidłowej pozycji
- » korygowania wad postawy
- » redukcji napięcia w czasie siedzenia i wzmocnienia mięśni grzbietu
- » odciążenia kręgosłupa lędźwiowego podczas siedzenia
- » zmniejszenia bólu krzyża oraz efektu drętwienia

Wymiar: 40x9cm

Pokrowiec: dżersej, zapinany na suwak

Kolor: czarny




Unikalny kształt



Pianka sprężysto-elastyczna



Oddychający materiał Mesh



Anty-poślizgowy spód

MFP-3433 Poduszka ortopedyczna lędźwiowa „EXCLUSIVE SUPPORT”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu.

- » Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie siedzenia poprzez jego podparcie w odcinku lędźwiowym
- » Wspomaga rehabilitację kręgosłupa
- » Pomaga w leczeniu dyskopatii
- » Pomaga złagodzić ból kręgosłupa spowodowany długotrwałym siedzeniem np. w biurze lub samochodzie
- » Zapewnia odczucie miłego otulania i „ulgi”
- » Dodatkowo może mieć zastosowanie jako oparcie dla kolan oraz nóg dając efekt relaksu „zmęczonych” nóg.

Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Super miękka, innowacyjna poszewka z weluru posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Wymiar: 34x33x12cm; **Pokrowiec:** welur z gumką, **Kolor:** granatowy;

3 lata GWARANCJI



GUMKA DO MOCOWANIA



ARmedical®
Pillow Line

MFP-5344 Poduszka ortopedyczna lędźwiowa „EXCLUSIVE SUPPORT”

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając doskonałe podparcie kręgosłupa lędźwiowego, zapewniając jego prawidłowe ułożenie w czasie siedzenia.

Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie siedzenia poprzez jego podparcie w odcinku lędźwiowym. Wspomaga rehabilitację kręgosłupa, pomaga w leczeniu dyskopatii. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa spowodowany długotrwałym siedzeniem np. w biurze lub samochodzie. Zapewnia odczucie miłego otulania i „ulgi”. Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu. Super komfortowa, innowacyjna przewiewna poszewka posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu. Poszewka posiada gumkę ułatwiającą mocowanie.



GUMKA DO MOCOWANIA




Poduszka zapewnia:

- » ułożenie kręgosłupa lędźwiowego w prawidłowej pozycji
- » zmniejszenie bólu w odcinku lędźwiowym
- » ulgę dla kręgosłupa w czasie długotrwałego siedzenia
- » pomoc w leczeniu dyskopatii
- » zmniejszenie dolegliwości związanych z przeciążeniem kręgosłupa


Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnej, super przewiewnej tkaniny gwarantującej pełen komfort użytkowania.

Wymiar: 53x44x9cm; **Pokrowiec:** dżersej z gumką; **Kolor:** czarny

3 lata GWARANCJI



ARmedical®
Pillow Line

**MFP-2520****Poduszka ortopedyczna „separator” pomiędzy kolana „EXCLUSIVE SUPPORT”**

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu.

- » Pomaga zapewnić prawidłowe, anatomiczne ułożenie bioder oraz miednicy w czasie leżenia na boku np. w procesie rehabilitacji po zabiegach operacyjnych.
- » Zmniejsza ból spowodowany nieprawidłowym ułożeniem bioder w czasie leżenia na boku.
- » Redukuje napięcie w stawach kolanowych.
- » Stanowi doskonałe podparcie kolan dzięki czemu redukuje bóle spowodowane nieprzyjemnym naciskiem jakim na siebie wywierają. Zapobiega poceniu się nóg.

Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu. Super miękka, innowacyjna poszewka z weluru posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Wymiar: 25x20x15cm; **Pokrowiec:** welur, **Kolor:** granatowy; 3 lata GWARANCJI

ARmedical®
Pillow Line**MFP-4220****Poduszka ortopedyczna półwałek „EXCLUSIVE SUPPORT”**

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią” kształtu.

Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami pleców, ramion, karku, kolan oraz bioder
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym, „ciężkimi” nogami

Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu. Super miękka, innowacyjna poszewka z weluru posiada suwak, dzięki czemu utrzymanie poduszki w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

- » Dzięki swojemu kształtowi poduszka ma wszechstronne zastosowanie, można ją stosować zarówno pod szyję, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, kolana oraz pomiędzy nogi jako separator.
- » Pomaga złagodzić bóle szyi, karku, pleców oraz nóg – w zależności od miejsca jej zastosowania

Wymiar: 42x20x10cm; **Pokrowiec:** welur z gumką, **Kolor:** granatowy; 3 lata GWARANCJI

**GUMKA DO MOCOWANIA****ARmedical®**
Pillow Line**MFP-4015****Poduszka ortopedyczna wałek „EXCLUSIVE SUPPORT”**

Wykonana z innowacyjnej termo-formującej pianki z „pamięcią kształtu”. Dzięki temu idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając doskonałe podparcie w zależności od miejsca jej zastosowania. Posiada wszechstronne zastosowanie. Stanowi podparcie szyi redukując bóle spowodowane nieprawidłowym ułożeniem kręgosłupa w czasie leżenia na plecach. Stanowi również doskonałe podparcie kręgosłupa przy zastosowaniu jako poduszki lędźwiowej.

Może być również stosowana pomiędzy kolana pomagając zapewnić prawidłowe, anatomiczne ułożenie bioder oraz miednicy w czasie leżenia na boku np. w procesie rehabilitacji po zabiegach operacyjnych. Przy zastosowaniu pod kolana redukuje napięcie w stawach kolanowych poprzez ich lekkie uniesienie i odciążenie. Stanowi ich doskonałe podparcie dzięki czemu redukuje bóle spowodowane nieprzyjemnym naciskiem jaki na siebie wywierają. Szczególnie polecana jeżeli pojawia się problem z:

- » bólami pleców, ramion, karku, kolan oraz bioder
- » drętwieniem dłoni
- » chrapaniem
- » bezsennością
- » napięciem nerwowym, „ciężkimi” nogami

Super miękka, innowacyjna poszewka z weluru posiada suwak, dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Poszewka wyposażona w gumkę umożliwiającą zamocowanie poduszki na oparciu.

Wymiar: 40x15cm średnicy **Pokrowiec materiał:** welur z gumką **Kolor:** granatowy

**GUMKA DO MOCOWANIA**

Piłki rehabilitacyjne



DSC-33

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD”

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD” przeznaczona jest do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni grzbietu. Odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymusza siedzenie w prawidłowej pozycji, stymuluje mikro-ruchy krążków międzykręgowych. Szczególnie polecana dla osób, które dużo siedzą. Dzięki wyposażeniu w zaworek do regulacji ciśnienia, istnieje możliwość dopasowania właściwej twardości poduszki. Poduszka posiada dwufunkcyjne zastosowanie, dzięki wypustkom (kolcom na jednej z powierzchni) znajduje również zastosowanie w masażu stóp, poprawiając ich ukrwienie oraz stymulując receptory.

- » Idealna do korygowania wad postawy
- » Redukuje napięcia w czasie siedzenia i wzmacnia różne grupy mięśniowe
- » Idealna do masażu stóp oraz ćwiczeń równoważnych

Średnica: 33cm

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

- Czerwony
- Niebieski
- Szary



Pompka GRATIS!





DSC-35

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD MAX”

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD MAX” przeznaczona jest do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni grzbietu. Odciaża odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymusza siedzenie w prawidłowej pozycji, stymuluje mikro-ruchy krążków międzykręgowych. Szczególnie polecana dla osób, które dużo siedzą. Doskonale sprawdza się również w rehabilitacji – przy wykonywaniu ćwiczeń równoważnych, treningu koordynacji ruchowej oraz ćwiczeniach mających na celu wzmocnienie mięśni brzucha i nóg. Dzięki wyposażeniu w zaworek do regulacji ciśnienia, istnieje możliwość dopasowania właściwej twardości poduszki. Poduszka posiada dwufunkcyjne zastosowanie, dzięki wypustkom (kolcom na jednej z powierzchni) znajduje również zastosowanie w masażu stóp, poprawiając ich ukrwienie oraz stymulując receptory. Poduszka wykonana jest z anti-poślizgowego materiału dzięki czemu wykonując ćwiczenia równoważne (stając na niej) ogranicza przesuwanie się stopy po jej powierzchni. Materiał dodatkowo ogranicza przesuwanie się poduszki po twardym podłożu.

- » Idealna do korygowania wad postawy
- » Redukuje napięcia w czasie siedzenia i wzmacnia różne grupy mięśniowe
- » Idealna do wykonywania ćwiczeń równoważnych
- » Idealna do masażu stóp

Średnica: 35cm

Wysokość: 8cm

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.



Pompka GRATIS!

DSC-37

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD BALANCE”

Dynamiczna poduszka do siedzenia „DYNAPAD BALANCE” przeznaczona jest do rehabilitacji, szczególnie do ćwiczeń równoważnych, treningu koordynacji ruchowej oraz ćwiczeń mających na celu wzmocnienie mięśni brzucha i nóg. Przeznaczona jest również do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni grzbietu. Odciaża odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymusza siedzenie w prawidłowej pozycji, stymuluje mikro-ruchy krążków międzykręgowych. Szczególnie polecana dla osób, które dużo siedzą. Dzięki wyposażeniu w zawór do regulacji ciśnienia, istnieje możliwość dopasowania właściwej twardości, wysokości poduszki. Poduszka posiada dwufunkcyjne zastosowanie, dzięki wypustkom na jednej z powierzchni znajduje również zastosowanie w masażu stóp, poprawiając ich ukrwienie oraz stymulując receptory.

- » Idealna do wykonywania ćwiczeń równoważnych
- » Idealna do korygowania wad postawy
- » Redukuje napięcia w czasie siedzenia i wzmacnia różne grupy mięśniowe

Średnica: 37,5cm

Maksymalne obciążenie: 220 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.



Pompka GRATIS!

ARmedical
Active Line



GM-55 do 85 Piłka rehabilitacyjna „CLASSIC”

Piłka rehabilitacyjna „Classic” przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu.

- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Maksymalne obciążenie: 250 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Wzrost osoby ćwiczącej	Kolor
GM-55	55cm	150 – 165 cm	Red
GM-65	65cm	165 – 175 cm	Blue
GM-75	75cm	175 – 185 cm	Grey
GM-85	85cm	powyżej 185 cm	Green

ABS-55 do 85 Piłka rehabilitacyjna ABS

Piłka rehabilitacyjna ABS przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Polecana dla kobiet w ciąży oraz osób w podeszłym wieku.

- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Idealna dla kobiet w ciąży, redukuje napięcia w dolnym odcinku kręgosłupa
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Maksymalne obciążenie: 300 kg

Materiał: PVC Anty-wybuchowe ECOfriendly

Piłka rehabilitacyjna ABS wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozzerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Wzrost osoby ćwiczącej	Kolor
ABS-55	55cm	150 – 165 cm	Red
ABS-65	65cm	165 – 175 cm	Blue
ABS-75	75cm	175 – 185 cm	Grey
ABS-85	85cm	powyżej 185 cm	Green





BMB-55 do 75 Piłka rehabilitacyjna masująca


Piłka rehabilitacyjna masująca przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Dzięki miękkim, masującym wypustkom na całej powierzchni stymuluje strefy reflektoryczne (receptory) na skórze działając pobudzająco.

- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Maksymalne obciążenie: 250 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.



Pompka GRATIS!



Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Wzrost osoby ćwiczącej	Kolor
BMB-55	55cm	150 – 165 cm	Orange
BMB-65	65cm	165 – 175 cm	Green
BMB-75	75cm	powyżej 175 cm	Grey

ARmedical
Active Line

MB-5 do 10 Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami

Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami przeznaczona jest do ćwiczeń, rehabilitacji oraz masażu dłoni. Dzięki miękkim wypustkom (kolcom) pobudza receptory czuciowe, poprawia ukrwienie. Służy również do masażu różnych części ciała. Dzięki swej plastyczności stosowana również jako piłka antystresowa. Wyposażona w wentylek do regulowania twardości.

- » Idealna do ćwiczeń oraz masażu dłoni

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.



ARmedical
Active Line

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Kolor
MB-5	5cm	Orange
MB-6	6cm	Blue
MB-7	7cm	Green

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Kolor
MB-8	8cm	Yellow
MB-9	9cm	Red
MB-10	10cm	Grey

TMB-20 Piłka rehabilitacyjna masująca

Piłka rehabilitacyjna masująca „MIDI” przeznaczona jest do terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Dzięki miękkim, masującym wypustkom na całej powierzchni stymuluje strefy reflektoryczne (receptory) na skórze działając pobudzająco. Idealna do zabawy dla dzieci.


- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych
- » Idealna do rehabilitacji kolan oraz łokci
- » Idealna do zabawy

Średnica: 20cm

Maksymalne obciążenie: 30kg

Materiał: PVC przezroczyste ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.



Pompka GRATIS!



ARmedical
Active Line


RLB
Piłka rehabilitacyjna MIDI REH

Piłka rehabilitacyjna „MIDI REH” przeznaczona jest do terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, ćwiczeń izometrycznych wykorzystywanych do przeciwdziałania zanikom mięśni, utrzymania aktywności mięśni unieruchomionych części ciała (przy urazach, złamaniach) oraz do odzyskiwania przyrostu masy i siły mięśni. Doskonała również dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Idealna do zabawy dla dzieci.

- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Materiał: PVC **ECOfriendly**

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Kolor
RLB-20	20cm	
RLB-25	25cm	
RLB-30	30cm	

Pompka GRATIS!


PSB-50
Piłka rehabilitacyjna „ORZESZEK” z ABS

Piłka rehabilitacyjna „ORZESZEK” przeznaczona jest do korygowania wad postawy, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu.

- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu

Maksymalne obciążenie: 350 kg

Rozmiar: 50x100cm

Materiał: PVC Anty-wybuchowe **ECOfriendly**

Piłka rehabilitacyjna „Orzeszek” z ABS wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się).

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.



Pompka GRATIS!



HB2-45 do 55 Piłka rehabilitacyjna „HOPPER” z rogami

Piłka rehabilitacyjna dla dzieci HOPPER z rogami przeznaczona jest do korygowania wad postawy u dzieci, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla prawienia sprawności fizycznej dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Doskonała również do zabawy zapewniającej korekcje wad postawy u dzieci.


- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu
- » Idealna do zabawy

Maksymalne obciążenie: 80 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Wzrost osoby ćwiczącej	Kolor
HB2-45	45cm	130 – 140 cm	🔴
HB2-50	50cm	140 – 150 cm	🟡
HB2-55	55cm	150 – 165 cm	🟢



Pompka GRATIS!



ARmedical
Active Line

HB1-45 do 55 Piłka rehabilitacyjna „HOPPER” z uchwytem

Piłka rehabilitacyjna HOPPER dla dzieci z uchwytem przeznaczona jest do korygowania wad postawy u dzieci, w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości stawów oraz w schorzeniach neurologicznych. Doskonała dla prawienia sprawności fizycznej dzięki treningowi ogólnorozwojowemu. Doskonała również do zabawy zapewniającej korekcje wad postawy u dzieci.

- » Idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- » Idealna przy schorzeniach kręgosłupa, koryguje wady postawy
- » Wspomaga mobilność kręgosłupa, wzmacnia mięśnie grzbietu
- » Idealna do zabawy

Maksymalne obciążenie: 80 kg

Materiał: PVC ECOfriendly

PVC nie zawiera Ftalanów - Materiał przebadany laboratoryjnie, nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich.

Numer katalogowy	Rozmiar piłki	Wzrost osoby ćwiczącej	Kolor
HB1-45	45cm	130 – 140 cm	🔴
HB1-50	50cm	140 – 150 cm	🟡
HB1-55	55cm	150 – 165 cm	🟢



Pompka GRATIS!



ARmedical
Active Line

Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

AR-920
Materac pneumatyczny przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy „Bąbelkowy”

Stosuje się go bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, a następnie przykrywa prześcieradłem. Dwie niezależne sekcje materaca napętniane są naprzemiennie przez specjalną pompę.


Dzięki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczególne obszary ciała pacjenta nie stykają się z podłożem w sposób ciągły dłużej niż przez kilka minut. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest (zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta.

- » Ogromną zaletą pompy ARmedical jest jej **minimalny poziom hałasu**. Bez względu na obciążenie pompa pracuje bezszelestnie.
- » Dodatkowym atutem zestawu (pompa + materac) jest bezawaryjność. W opakowaniu znajduje się zestaw naprawczy (łatki + klej) stosowanych w przypadku przecięcia podkładu ostrym narzędziem.
- » Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

Dane techniczne:

- » pompa z płynną regulacją ciśnienia
- » wymiary po napompowaniu: 200cm x 90cm x 7 cm (plus dwie specjalne wypustki służące do podłożenia pod materac znajdujący się na łóżku)
- » ciśnienie robocze kompresora: 40 do 100mmHg (płynna regulacja)
- » czas pełnego cyklu: 6 minut
- » specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku

Dostępny sam podkład: nr kat. AR-921



AR-950

Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy”

Stosuje się go bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, a następnie przykrywa prześcieradłem. Komory (rury) materaca napętniane są naprzemiennie przez specjalną pompę.

Dzięki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczególne obszary ciała pacjenta nie stykają się z podłożem w sposób ciągły dłużej niż przez kilka minut. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest (zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta.

- » Ogromną zaletą pompy ARmedical jest jej **minimalny poziom hałasu**. Bez względu na obciążenie pompa pracuje bezszelestnie.
- » Dodatkowym atutem zestawu (pompa + materac) jest bezawaryjność. Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

Dane techniczne pompy:

- » rodzaj: zmiennociśnieniowa
- » płynna regulacja ciśnienia
- » ciśnienie robocze: 40 do 100mmHg
- » czas pełnego cyklu: 6 minut
- » specjalne haki służące do zawieszenia na łóżku

Dane techniczne podkładu:

- » materiał: nylon + PVC
- » ilość komór: 20
- » wymiary po napompowaniu: 200cm x 86cm x 10cm
- » mocowanie: na istniejący materac (2 zakładki)

Dostępny sam podkład: nr kat. AR-951



Wymienne komory



Zapasowa rura w zestawie

AR-090
Poduszka przeciwdleżynowa, okrągła „PREVENT”
Wymiary:

- » średnica 43 cm +/- 10 mm po napompowaniu
- » wysokość 4 cm +/- 10 mm po napompowaniu

ARmedical®
HomeCare Line

Pompka GRATIS!

AR-091
Poduszka przeciwdleżynowa, kwadratowa „PREVENT”
Wymiary:

- » rozmiar 44 x 44 cm +/- 10 mm po napompowaniu
- » wysokość 4 cm +/- 10 mm po napompowaniu

ARmedical®
HomeCare Line

Pompka GRATIS!


Poduszka przeciwdleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn.

W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając ból podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Unikalny kształt oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej jakości zmywalnego anty-alerbicznego nylonu medycznego odpornego na ścieranie oraz nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Chowany zawór zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza z poduszki w trakcie użytkowania.

- » zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- » pomagają utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- » zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- » poprawia komfort siedzenia
- » maksymalne obciążenie: 120 kg



wysokiej jakości materiał



unikalny kształt



wentylacja ciała



wygodna i komfortowa


Ukrywany zawór

w celu uniknięcia dyskomfortu oraz przypadkowemu wypuszczeniu powietrza


Zmywalny nylon medyczny

odporny na zużycie, odporny na zabrudzenia i anty-alerbiczny


Komory powietrzne z zaprojektowanymi wydrążeniami

solidne wsparcie, stabilna i wygodna powierzchnia siedzenia


Technologia uszczelniania zgrzewem termicznym z procesem prasowania

wysoka klasa szczelności, która nie przepuszcza powietrza


Duża łatwość pompowania

dołączona pompka w zestawie - gratis

AR-092**Poduszka przeciwodleżynowa, kwadratowa II „PREVENT”****Wymiary:**

- » rozmiar 44 x 44 cm +/- 10 mm po napompowaniu (48x48cm przed napompowaniem)

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Poduszka przeciwodleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn.

W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna konstrukcja z otworami oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej jakości zmywalnego anty-alerbicznego nylonu medycznego odpornego na ścieranie oraz nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Chowany zawór zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza z poduszki w trakcie użytkowania.

- » zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- » pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- » zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- » poprawia komfort siedzenia

**Pompka GRATIS!****ARmedical®**
HomeCare Line**Pompka GRATIS!**

Dwuwarstwowy pokrowiec siatkowy Mesh odporny na pleśń, oddychający, z możliwością prania w pralce



Anty-poślizgowy spód

Oddychający materiał Mesh

AR-093**Poduszka przeciwodleżynowa - pneumatyczna, „PREVENT CLASSIC”**

Poduszka przeciwodleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna, wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Chowany zawór zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza z poduszki w trakcie użytkowania.

Poduszka wyposażona w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.

- » zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- » pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- » zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- » poprawia komfort siedzenia

Wymiary:

- » rozmiar 42 x 42 x 4 cm +/- 10 mm po napompowaniu (48x48cm przed napompowaniem)

Maksymalne obciążenie: 120 kg**ARmedical®**
HomeCare Line

AR-094
Poduszka przeciwoodleżynowa - pneumatyczna, „PREVENT PLUS”

Poduszka przeciwoodleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkownika. Zastosowanie automatycznego zaworu umożliwia w dowolnej chwili zmianę twardości w zależności od preferencji użytkownika. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się.

Poduszka wyposażona jest w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona jest ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.

- » zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- » pomagają utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- » zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- » poprawia komfort siedzenia

Wymiary:

- » rozmiar 46 x 38 x 4 cm +/- 10 mm po napompowaniu

Maksymalne obciążenie: 120 kg



Redukcja punktowego nacisku ciała na powierzchnię



Wielopunktowa i wielokierunkowa wentylacja oraz redukcja siły nacisku



Dwuwarstwowy pokrowiec siatkowy Mesh odporny na pleśń, oddychający, z możliwością prania w pralce



Anty-poślizgowy spód

Oddychający materiał Mesh

AR-095

Poduszka przeciwoleżynowa - pneumatyczna, „PREVENT PREMIUM”

Poduszka przeciwoleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

Specjalna wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkowania. Zastosowanie automatycznego zaworu umożliwia w dowolnej chwili zmianę twardości w zależności od preferencji użytkownika. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Niezależne komory połączone są w jeden system powietrzny, dzięki czemu umożliwia balans ciała. Nacisk na wybraną komorę, powoduje wzrost ciśnienia w sąsiedniej komorze i tym samym odciążenie poszczególnych części ciała. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się.

Poduszka wyposażona jest w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona jest ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.

- » znacznie zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- » pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- » zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- » poprawia komfort siedzenia

Wymiary:


- » rozmiar 44 x 41 x 6 cm +/- 10 mm po napompowaniu

Maksymalne obciążenie: 120 kg

**PROFESSIONAL
CARE**




Automatyczny
zawór



Redukcja punktowego nacisku
ciała na powierzchnię



Dwuwarstwowy pokrowiec
siatkowy. Mesh odporny
na pleśń, oddychający,
z możliwością prania w pralce



Oddychający
materiał Mesh

Anty-poślizgowy
spód



Wielopunktowa i wielokierunkowa
wentylacja oraz redukcja siły nacisku

AR-018
Rotor rehabilitacyjny

Rotor do ćwiczeń posiada nakładki antypoślizgowe, które sprawiają, że można go ustawić w dowolnym miejscu i nie wymaga dodatkowych stojaków. Zaopatrzony jest w bardzo prostą, płynną regulację oporu, która działa dzięki mechanizmowi śrubowemu. Jest to idealny przyrząd do rehabilitacji osób z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych.

Zastosowanie:

Rotor rehabilitacyjny model AR-018 jest manualnym urządzeniem do rehabilitacji. Zalecanym do usprawniania kończyn górnych i dolnych szczególnie przy niedowładach spowodowanych udarem, wypadkiem oraz różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Ćwiczenia za pomocą rotora pozwalają na kształtowanie siły mięśniowej, poprawienie krążenia w obrębie kończyn i stymulują układ nerwowy, a także poprawiają ruchomość stawów. Szczególnie polecany do ćwiczeń przy porażeniach nerwów obwodowych kończyn dolnych. Stosowanie zapewnia:

- » poprawę sprawności układu krążeniowo-oddechowego
- » poprawę ukrwienia kończyn w zakresie krążenia tętniczego, żylnego, limfatycznego
- » zapobiega zanikom mięśniowym
- » zakrzepom tętniczym i żylnym
- » przykurczom w stawach kończyn
- » ćwiczenia dolnych kończyn można wykonywać w pozycji siedzącej na wózku inwalidzkim krześle lub fotelu
- » ćwiczenia górnych kończyn można wykonywać po ustawieniu rotora np. na stole

Parametry techniczne:

- » Rama: stalowa lakierowana proszkowo
- » Pedaty rotora: nylon
- » Stopki anty-poślizgowe: ABS
- » Siła oporu: płynna regulacja
- » Wymiary: 49x41x30cm
- » Waga: 2kg
- » Maksymalne całkowite obciążenie: 70kg
- » Opakowanie handlowe: 1 szt.
- » Karton zbiorczy: 8 szt.



Regulacja oporu



Uchwyty stóp


Dostępne kolory:


niebieski



srebrny



czarny

ARmedical®
HomeCare Line

AR-019
Rotor rehabilitacyjny - składany

Rotor posiada nakładki antypoślizgowe, które sprawiają, że można go ustawić w dowolnym miejscu i nie wymaga dodatkowych stojaków. Zaopatrzony jest w bardzo prostą, płynną regulację oporu, która działa dzięki mechanizmowi śrubowemu. Dzięki wyposażeniu w wielofunkcyjny licznik istnieje możliwość kontroli czasu prowadzonego treningu, ilości spalonych kalorii, ilości wykonanych obrotów oraz częstotliwości obrotów na minutę. Jest to idealny przyrząd do rehabilitacji osób z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych.

Zastosowana opcja składania zapewnia łatwe przechowywanie rotora po zakończonych ćwiczeniach.

Zastosowanie:

Rotor rehabilitacyjny model AR-019 jest manualnym urządzeniem do rehabilitacji. Zalecanym do usprawniania kończyn górnych i dolnych szczególnie przy niedowładach spowodowanych udarem, wypadkiem oraz różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Ćwiczenia za pomocą rotora pozwalają na kształtowanie siły mięśniowej, poprawienie krążenia w obrębie kończyn i stymulują układ nerwowy, a także poprawiają ruchomość stawów. Szczególnie polecany do ćwiczeń przy porażeniach nerwów obwodowych kończyn dolnych. Stosowanie zapewnia:

- » poprawę sprawności układu krążeniowo-oddechowego
- » poprawę ukrwienia kończyn w zakresie krążenia tętniczego, żylnego, limfatycznego
- » zapobiega zanikom mięśniowym
- » zakrzepom tętniczym i żylnym
- » przykurczom w stawach kończyn
- » ćwiczenia dolnych kończyn można wykonywać w pozycji siedzącej na wózku inwalidzkim krześle lub fotelu
- » ćwiczenia górnych kończyn można wykonywać po ustawieniu rotora np. na stole

Dostępne kolory:


niebieski



srebrny



czarny

Parametry techniczne :

- » Rama: stalowa lakierowana proszkowo, składana
- » Pedaty rotora: nylon
- » Stopki anty-poślizgowe: ABS
- » Siła oporu: płynna regulacja
- » Wyposażenie: wielofunkcyjny licznik
- » Wymiary: 50x36x26cm
- » Waga: 2,3kg
- » Maksymalne całkowite obciążenie: 100kg
- » Opakowanie handlowe: 1 szt.
- » Karton zbiorczy: 4 szt.



Składany

Elektroniczny licznik



ARmedical®
HomeCare Line

AR-010

Kula łokciowa – aluminiowa


Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane są z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, uchwytu z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy. Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » wygodny profilowany uchwyt
- » mocna otwarta obejma
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 70,5 do 93,5 cm
- » waga: 0,50 kg




ARmedical®
HomeCare Line



czerwona



niebieska



czarno/srebrna



szaro/srebrna



zielona

AR-011 – dostępne są również same nasadki gumowe:

Ø 19mm



czarna szara brązowa

AR-024

Kula łokciowa – aluminiowa z ruchomą obejmą

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane są z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, uchwytu, obejmy z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej).

Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Model ten posiada podwójną regulację wysokości gwarantującą idealne jej dopasowanie, zastosowana półzamknięta uchylna obejma zapobiega upuszczeniu kuli.

Informacje o produkcie:

- » podwójna regulacja wysokości
 - wysokość kuli (część dolna)
 - wysokość przedramienia (część górna)
- » komfortowa uchylna obejma
- » obejma zapobiegająca upuszczeniu kuli

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » profilowany uchwyt
- » mocna uchylna obejma
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji podstawy: 67 cm - 111 cm
- » zakres regulacji przedramienia: 18 cm - 23 cm
- » całkowita wysokość: 87 cm - 136 cm
- » waga: 0,55 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg




Dostępny kolor: srebrno/szary



AR-011KU – dostępne są również same nasadki gumowe

ARmedical®
HomeCare Line



AR-025
Kula łokciowa – aluminiowa z ruchomą obejmą, ergonomiczny uchwyt

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane są z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, uchwytu, obejmę z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej).

Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Model ten posiada super komfortowy, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zapewniający niezwykle wygodne użytkowanie. Podwójna regulacja wysokości gwarantuje idealne jej dopasowanie, zastosowana półzamykana uchylna obejmę zapobiega upuszczeniu kuli.

Informacje o produkcie:

- » super komfortowy, ergonomiczny uchwyt
- » podwójna regulacja wysokości
 - wysokość kuli (część dolna)
 - wysokość przedramienia (część górna)
- » komfortowa uchylna obejmę
- » obejmę zapobiegającą upuszczeniu kuli

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » mocna uchylna obejmę
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji podstawy: 72 cm – 115 cm
- » zakres regulacji przedramienia: 13 cm – 18 cm
- » całkowita wysokość: 89 cm – 137 cm
- » waga: 0,75 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg

Wersja do wyboru: PRAWA lub LEWA dłoń

Dostępny kolor: srebrno/szary




ergonomiczny uchwyt

max
120
kg

ultra-komfort

AR-011KU – dostępne są również same nasadki gumowe



ARmedical®
HomeCare Line

AR-013
Laska inwalidzka aluminiowa

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Technologia lakierowania/anodyzowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » dodatkowy „sznurek” do podtrzymania
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 71,0 do 94,0 cm
- » waga: 0,30 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg

max
100
kg



Dostępne kolory: Srebrny



Miedziany



Czarny



ARmedical®
HomeCare Line

AR-011 – dostępne są również same nasadki gumowe

AR-014

Laska inwalidzka aluminiowa z miękkim uchwytem

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, miękkiego ergonomicznego uchwyty oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » dodatkowy „sznurek” do podtrzymania
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 69,0 do 92,0 cm
- » waga: 0,37 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg



AR-011 – dostępne są również same nasadki gumowe

Dostępne kolory: Srebrny Miedziany Antracyt

AR-014E

Laska inwalidzka aluminiowa z miękkim uchwytem ERGO

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, niezwykle ergonomicznie wyprofilowanego i wygodnego w trzymaniu uchwyty oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » dodatkowy „sznurek” do podtrzymania
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 69,0 do 92,0 cm
- » waga: 0,37 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg



AR-011 – dostępne są również same nasadki gumowe

Dostępne kolory: Miedziany Srebrny Niebieski Zielony

AR-014D
Laska inwalidzka aluminiowa z miękkim uchwytem SOFT WAVE

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, miękkiego niezwykle ergonomicznie wyprofilowanego i wygodnego w trzymaniu uchwyty oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Technologia lakierowania / anodyzowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 68,0 do 91,0 cm
- » waga: 0,36 kg
- » maksymalne obciążenie: 100 kg


Dostępne kolory:

Czarny Miedziany Srebrny Niebieski Zielony

AR-011 – dostępne są również same nasadki gumowe



zakres regulacji:
od 82 do 93 cm


AR-015
Laska inwalidzka aluminiowa - składana

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, ergonomicznie wyprofilowanego uchwyty z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Technologia lakierowania/anodyzowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki możliwości składania oraz niskiej wadze, laskę można bez trudu schować np. do torby lub plecaka. Będzie zawsze dostępna gdy zajdzie potrzeba solidnego wsparcia.

Parametry techniczne:


- » wytrzymałe rurki aluminiowe (składanie z 4 części)
- » wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » dodatkowy „sznurek” do podtrzymania
- » wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 82,0 do 93,0 cm
- » waga: 0,37 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg

max
100
kg

ARmedical®
HomeCare Line

Dostępne kolory: Srebrny Miedziany

AR-011 – dostępne są również same nasadki gumowe



zakres regulacji:
od 74 do 97 cm

AR-016 Laska inwalidzka - trójnóg

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych z trójpunktowym podparciem, ergonomicznie wyprofilowanego uchwyty z tworzywa oraz nasadek gumowych (antypoślizgowych). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia anodyzowania/chromowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki szerokiej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających trójpunktowego, solidnego wsparcia.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe, podstawa stalowa - chromowana
- » wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » wysokiej jakości miękkie nasadki gumowe
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 74,0 do 97,0 cm
- » waga: 0,7 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg



Dostępny kolor: Srebrny



ARmedical®
HomeCare Line

**AR-011 – dostępne są
również same nasadki
gumowe**

AR-016M

Laska inwalidzka - trójnóg z miękkim uchwytem T-SOFT

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałej i lekkiej rurki aluminiowej połączonej z solidną stalową podstawą, z trójpunktowym lub czteropunktowym podparciem. Posiada niezwykle wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany i komfortowy uchwyt oraz gumowe nasadki (antypoślizgowe). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki szerokiej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających solidnego podparcia.

Parametry techniczne:

- » wytrzymała rurka aluminiowa
- » solidna stalowa podstawa
- » wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » wysokiej jakości miękkie nasadki gumowe
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 80,0 do 102,0 cm
- » waga: 0,81 kg
- » maksymalne obciążenie: 100 kg



uchwyt T-SOFT

ARmedical®
HomeCare Line

AR-017
Laska inwalidzka aluminiowa – czwórnóg niski z miękkim uchwytem

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych i podstawy z niezwykle wytrzymałego tworzywa z czteropunktowym podparciem, miękkiego, ergonomicznie wyprofilowanego uchwyty z tworzywa. Podstawa wyposażona w gumowe nasadki (antypoślizgowe). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia lakierowania/anodyzowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki solidnej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających czteropunktowego, solidnego wsparcia.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe
- » wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » dodatkowy „sznurek” do podtrzymania
- » wytrzymała podstawa z miękkimi gumowymi nasadkami
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 62,0 do 85,0 cm
- » waga: 0,45 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg



AR-011L – dostępne są również same nasadki gumowe

Dostępne kolory: Srebrny  Antracyt 



uchwyt T-SOFT

AR-017M
Laska inwalidzka - czwórnóg z miękkim uchwytem T-SOFT

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałej i lekkiej rurki aluminiowej połączonej z solidną stalową podstawą, z trójpunktowym lub czteropunktowym podparciem. Posiada niezwykle wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany i komfortowy uchwyt oraz gumowe nasadki (antypoślizgowe). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki szerokiej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających solidnego podparcia.

Parametry techniczne:

- » wytrzymała rurka aluminiowa
- » solidna stalowa podstawa
- » wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » miękki uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » wysokiej jakości miękkie nasadki gumowe
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 80,0 do 102,0 cm
- » waga: 0,89 kg
- » maksymalne obciążenie: 100 kg

AR-017W Laska inwalidzka – czwórnóg wysoki

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.


Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych z czteropunktowym podparciem, ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu z tworzywa oraz nasadek gumowych (antypoślizgowych). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia anodyzowania/chromowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki szerokiej, stabilnej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających czteropunktowego, bardzo solidnego wsparcia.

Parametry techniczne:

- » wytrzymałe rurki aluminiowe, podstawa stalowa - chromowana
- » wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- » uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- » wysokiej jakości miękkie nasadki gumowe
- » skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- » zakres regulacji: od 74,0 do 97,0 cm
- » waga: 0,8 kg
- » Maksymalne obciążenie: 100kg



ARmedical®
HomeCare Line

AR-011 – dostępne są
również same nasadki
gumowe

Dostępny kolor: Srebrny



AR-001

Balkonik aluminiowy - składany. Krocząco - stały. Pojedyncza rama H

Informacje ogólne:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, wzmocniona
- » składany za pomocą jednego przycisku
- » dwu-funkcyjny: krocząco-stały
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne uchwyty

Parametry techniczne:

- » Szerokość: 50 cm
- » Wysokość min.: 79 cm
- » Wysokość max.: 96 cm
- » Waga: 2,3 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg



Dostępne kolory:

Srebrny  Miedziany 

AR-012
Nasadka gumowa



ARmedical®
HomeCare Line

AR-002
**Balkonik aluminiowy – składany.
Krocząco – stały. Podwójna rama H**
Informacje ogólne:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, podwójnie wzmocniona
- » składany za pomocą jednego przycisku
- » dwu-funkcyjny: krocząco-stały
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne uchwyty

Parametry techniczne:

- » Szerokość: 50 cm
- » Wysokość min.: 79 cm
- » Wysokość max.: 96 cm
- » Waga: 2,5 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg


Dostępne kolory:

AR-012
Nasadka gumowa

ARmedical®
HomeCare Line

AR-003
**Balkonik aluminiowy – składany.
Dwukołowy – koła 5"**
Informacje ogólne:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, wzmocniona
- » składany za pomocą jednego przycisku
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne uchwyty
- » koła przednie 5" (12 cm)

Parametry techniczne:

- » Szerokość ramy: 50 cm
- » Wysokość min.: 70 cm
- » Wysokość max.: 83 cm
- » Szerokość całkowita: 60 cm
- » Waga: 2,3 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg

Dostępne kolory:

AR-012
Nasadka gumowa

ARmedical®
HomeCare Line

AR-008
Balkonik aluminiowy – składany, 3-funkcyjny
Informacje ogólne:

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, wzmocniona
- » składany za pomocą jednego przycisku
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne uchwyty
- » koła przednie 5" (12 cm) + dodatkowe nożyki do funkcji krocząco-stałej

Parametry techniczne:

- » Szerokość: 50 cm
- » Wysokość min.: 80 cm
- » Wysokość max.: 96 cm
- » Waga: 2,3 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg


Dostępne kolory:

AR-012
Nasadka gumowa

ARmedical®
HomeCare Line

**AR-023****Balkonik aluminiowy – krocząco–stały, ułatwiający wstawanie****Informacje ogólne:**

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Model ten dzięki specjalnemu kształtowi posiada dwa punkty podporu na różnych wysokościach dzięki czemu umożliwia znacznie łatwiejsze wstawanie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, wzmocniona
- » składany za pomocą jednego przycisku
- » dwu-funkcyjny: krocząco–stały
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne, miękkie uchwyty

Parametry techniczne:

- » Szerokość: 57 cm
- » Długość: 54 cm
- » Wysokość uchwyty górne: 79 – 89 cm
- » Wysokość uchwyty dolne: 51 – 61 cm
- » Waga: 2,4 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg

**Dostępny kolor:**

Srebrny

**AR-012**
Nasadka gumowa**ARmedical®**
HomeCare Line**AR-009****Balkonik aluminiowy z kulką – składany, dwukołowy****Informacje ogólne:**

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa
- » składany za pomocą pociągnięcia kulki ku górze
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne uchwyty
- » koła przednie 5" (12 cm)

Parametry techniczne:

- » Szerokość: 60 cm
- » Wysokość min.: 78 cm
- » Wysokość max.: 85 cm
- » Waga: 1,9 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

**Dostępny kolor:**

Srebrny

**ARmedical®**
HomeCare Line

AR-020 Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa. STANDARD

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywana jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Ogromną zaletą tej podpórki jest jej niewielka waga oraz minimalne wymiary po złożeniu, co znacznie ułatwia przechowywanie. Dzięki wyposażeniu w siedzisko zapewnia zwiększenie komfortu użytkownikowi – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa, składana - lakierowana metodą proszkową
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- » wyprofilowane uchwyty
- » 2 koła bezobrotowe, pełne – 10 cm
- » 2 nogi ze stopkami antypoślizgowymi
- » siedzisko miękkie, pokryte PVC

Parametry techniczne:

- » Wymiary siedziska: 42 x 21cm
- » Wysokość do siedziska: 52cm
- » Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 43,5cm
- » Wysokość rączek: 75,5-92cm (co 2,5cm)
- » Szerokość całkowita: 49cm
- » Długość całkowita: 63cm
- » Szerokość (grubość po złożeniu): 18cm
- » Waga: 4,5 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136kg

Dostępny kolor: Niebieski


ARmedical®
HomeCare Line

AR-021 Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa. DELUXE

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywana jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Ogromną zaletą tej podpórki jest jej niewielka waga oraz minimalne wymiary po złożeniu, co znacznie ułatwia przechowywanie. Dzięki wyposażeniu w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Zastosowanie dwóch, podwójnych kół przednich gwarantuje zwiększenie stabilności.


Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowo-stalowa, składana
- » lakierowana metodą proszkową
- » nowoczesny design
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- » ergonomicznie wyprofilowane uchwyty
- » 2 podwójne przednie koła, bezobrotowe, pełne – 10 cm
- » 2 nogi ze stopkami antypoślizgowymi
- » wyposażona w siedzisko z oparciem
- » siedzisko wykonane z tworzywa

Parametry techniczne:

- » Wymiary siedziska: 37 x 24cm
- » Wysokość do siedziska: 49cm
- » Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 45cm
- » Wysokość rączek: 79-88cm (co 2,5cm)
- » Szerokość całkowita: 59cm
- » Długość całkowita: 61cm
- » Szerokość (grubość po złożeniu): 21cm
- » Waga: 4,8 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136kg

Dostępny kolor: Grafitowy


ARmedical®
HomeCare Line

AR-004

Balkonik trójkołowy z torbą i koszykiem**Informacje ogólne:**

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek
- » ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- » koła przednie bezobsługowe – 8" (20 cm)
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem stojowego blokowania
 - torba na zakupy zamykana na suwak
 - zdejmowany koszyk z pokrywką

Parametry techniczne:

- » Wysokość uchwytów min.: 80 cm
- » Wysokość uchwytów max.: 96 cm
- » Szerokość całkowita: 65cm
- » Waga: 8,3 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg


ARmedical®
HomeCare Line

Dostępny kolor: Granatowy



AR-027

Balkonik trójkołowy aluminiowy. ULTRA

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Model ten dzięki ultra niskiej wadze oraz kompaktowym rozmiarom jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu. Niezwykła zwrotność oraz lekkość umożliwia bardzo łatwe manewrowanie pomiędzy przeszkodami zarówno podczas spaceru jak również w domu. Balkonik ULTRA wyróżnia się ponadto ultra-nowoczesnym designem oraz kolorystką.

Informacje o produkcie:

- » ultra-nowoczesna rama aluminiowa,
- » rama składana, lakierowana metodą proszkową
- » ultraszybkie składanie poprzez „zsuniecie” do środka
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » regulacja wysokości rączek co 2,5cm
- » ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- » 3 koła bezobsługowe, antypoślizgowe PVC – 8" (20cm)
- » koło przednie skrętne
- » tylne koła z opcją wypinania w celu łatwiejszego transportu
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem stojowego blokowania
 - torba na zakupy nylonowa, odpinana, zapinana na suwak

Parametry techniczne:

- » Szerokość całkowita: 62cm
- » Długość całkowita: 69cm
- » Szerokość „grubość” po złożeniu: 26cm
- » Regulacja wysokości rączek: 86-96cm
- » Rozmiar torby: 40x36x23cm
- » Torba zapinana na suwak
- » Waga: 5,25kg
- » Maksymalna waga użytkownika 136kg
- » kolor: czarny


ARmedical®
HomeCare Line

AR-005
Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, stalowa. CLASSIC
Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek
- » ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- » koła przednie bezobrotowe – 8" (20 cm)
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - przedni koszyk na zakupy
 - tacka montowana na siedzisku
 - siedzisko wykonane z tworzywa

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 38 cm
- » Wysokość siedziska: 60 cm
- » Wysokość uchwytów min.: 80 cm
- » Wysokość uchwytów max.: 97 cm
- » Szerokość całkowita: 60 cm
- » Waga: 9,5 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg

Dostępny kolor: Graftowy



FUNKCJA
HAMULCA
POSTOJOWEGO



ARmedical®
HomeCare Line

AR-026
Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa aluminiowa. COMPACT

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Model ten dzięki ultra niskiej wadze oraz kompaktowym rozmiarom jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu. Niezwykła zwrotność oraz lekkość umożliwia bardzo łatwe manewrowanie pomiędzy przeszkodami zarówno podczas spaceru jak również w domu. Dzięki wyposażeniu w tacę oraz torbę jest niezwykle funkcjonalna.

Informacje o produkcie:

- » nowoczesna rama aluminiowa,
- » rama składana, lakierowana metodą proszkową
- » ultraszybkie składanie, system nożycowy
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » regulacja wysokości uchwytu co 3,5cm
- » wygodny i stabilny uchwyt do pchania
- » 4 koła bezobrotowe, antypoślizgowe PVC – 6" (16cm)
- » koło przednie skrętne
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - torba na zakupy nylonowa
 - taca

Parametry techniczne:

- » Szerokość całkowita: 58 cm
- » Wysokość całkowita: 60cm
- » Szerokość „grubość” po złożeniu: 20 cm
- » Regulacja wysokości rączek: 85-98 cm
- » Rozmiar torby: 34x22x26 cm
- » Rozmiar tacki: 40x27 cm
- » Waga: 6,2kg
- » Maksymalna waga użytkownika 108kg
- » Kolor: biały



ARmedical®
HomeCare Line



FUNKCJA
HAMULCA POSTOJOWEGO

UCHWYT
NA KULĘ/LASKĘ

AR-006

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, aluminiowa. PRESTIGE



Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytych chorobach lub urazach.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek
- » **z regulacją wysokości siedziska**
- » ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- » 4 koła bezobrotowe piankowe, pełne – 8" (20 cm)
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - koszyk na zakupy pod siedziskiem
 - siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne
 - oparcie, składane i odpinane
 - **uchwyt na kulę/laskę**

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 37 cm
- » Wysokość siedziska min.: 52 cm
- » Wysokość siedziska max.: 60 cm
- » Wysokość rączek min.: 94 cm
- » Wysokość rączek max.: 101 cm
- » Szerokość całkowita: 65 cm
- » Waga: 6 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg



Dostępny kolory: bordowy, srebrny, niebieski



ARmedical®
HomeCare Line



AR-007

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, aluminiowa. DYNAMIC

Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Łatwy transport i przechowywanie

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- » ultraszybkie składanie za pomocą taśmy w siedzisku
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek
- » ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- » 4 koła bezobrotowe piankowe, pełne – 8" (20 cm)
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - torba na zakupy winylowa, odpinana, z naramiennikiem
 - siedzisko winylowe
 - oparcie winylowe, odpinane
 - uchwyt na kule/laskę

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 45 cm
- » Wysokość siedziska: 56 cm
- » Wysokość rączek min.: 81 cm
- » Wysokość rączek max.: 94 cm
- » Szerokość całkowita: 65cm
- » Waga: 5,5 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg



Dostępny kolor: Srebrny nikiel



UCHWYT NA
KULĘ/LASKĘ



AR-022

Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa - aluminiowa. COMFORT

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywana jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Ogromną zaletą tej podpórki jest funkcja transportowa. Dzięki możliwości przepinania oparcia, siedzisku oraz rozkładanemu podnóżkowi, podpierającemu nogi istnieje możliwość przewożenia pacjenta. Ponadto wyposażenie w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Dodatkowo funkcja składania znacznie ułatwia przechowywanie.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa, składana - lakierowana
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- » wyprofilowane uchwyty
- » 4 koła, bezobrotowe, pełne – 20 cm
- » koła przednie skrętne
- » wyposażenie standardowe:
 - hamulce z funkcją postojową
 - koszyk na zakupy
 - siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne
 - oparcie, miękkie, odpinane
 - rozkładany podnóżek

Parametry techniczne:

- » Wymiary siedziska: 35,5 x 33cm
- » Wysokość do siedziska: 54cm
- » Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 46cm
- » Wysokość rączek: 79-91cm
- » Szerokość całkowita: 60cm
- » Długość całkowita (złożony podnóżek): 67,5cm
- » Długość całkowita (rozłożony podnóżek): 92cm
- » Szerokość (grubość po złożeniu): 33cm
- » Waga: 8,2 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136kg

Dostępny kolor: Bordowy

max
136
kg



FUNKCJA
HAMULCA POSTOJOWEGO



PRZEPINANE OPARCIE



SKŁADANY PODNÓŻEK



AR-028
**Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa
aluminiowa z podparciem łokci.
SUPPORT**
Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Model ten przeznaczony jest dla osób wymagających niezwykle stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia, z ograniczoną siłą w kończynach górnych, z osłabioną siłą chwytu, szczególnie dla osób starszych. Specjalne podparcie łokci oraz sposób trzymania rączek gwarantuje niezwykle stabilność oraz odciążenie kończyn dolnych poprzez znaczne oparcie tułowia na przedramionach.

Dzięki zastosowaniu dwóch par uchwytów na różnych wysokościach gwarantuje komfortowe użytkowanie. Uchwyty niskie umożliwiają chodzenie jak ze standardową podpórką, ułatwiają również wstawanie z siedziska. Uchwyty górne zapewniają stabilność oraz utrzymanie równowagi przy przemieszczaniu się nawet przy dużych problemach z pionizacją. Hamulce z funkcją blokady postojowej zapewniają stabilność podczas siadania.

Podpórka wyposażona jest w siedzisko z oparciem umożliwiające odpoczynek podczas długich spacerów oraz niezwykle praktyczną torbę na zakupy i uchwyt na kule, laskę.


Informacje o produkcie:

- » nowoczesna rama aluminiowa
- » rama lakierowana metodą proszkową
- » ultraszybkie składanie za pomocą taśmy w siedzisku
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » regulacja wysokości górnych rączek co 2,5cm
- » uchwyty dolne z opcją szybkiego zdejmowania
- » wygodne poduszki podłokietników z miękkiego materiału PU
- » 4 koła bezobsługowe, antypoślizgowe PVC – 8" (20cm)
- » koło przednie skrętne
- » koła tylne wypinane z systemem szybkiego demontażu (ułatwiające transport)
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - uchwyty hamulca z regulacją w zakresie 360 stopni
 - torba na zakupy nylonowa
 - torba odpinana, z paskiem na ramię
 - oparcie nylonowe, z możliwością zdjęcia
 - uchwyt na laskę / kulę

Parametry techniczne:

- » Szerokość całkowita: 62cm
- » Długość całkowita: 70cm
- » Szerokość „grubość” po złożeniu: 25cm
- » Wysokość do siedziska: 56cm
- » Regulacja wysokości górnych rączek: 101-116cm
- » Wysokość dolnych rączek: 67cm
- » Regulacja odległości przedramienia od rączek: 26-40cm
- » Wymiar siedziska: 40x25cm
- » Rozmiar torby: 40x33x9cm
- » Waga: 8,9kg
- » Maksymalna waga użytkownika 136kg

Dostępny kolor: Bordowy metalic



AR-029**Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa aluminiowa z podparciem łokci. SUPPORT PLUS****PROFESSIONAL****Informacje ogólne:**

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Model ten przeznaczony jest dla osób wymagających niezwykle stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia, z ograniczoną siłą w kończynach górnych, z osłabioną siłą chwytu, szczególnie dla osób starszych. Specjalne podparcie łokci oraz sposób trzymania rączek gwarantuje niezwykle stabilność oraz odciążenie kończyn dolnych poprzez znaczne oparcie tułowia na przedramionach.

Dzięki zastosowaniu dwóch par uchwytów z dowolną konfiguracją ich wysokości gwarantuje komfortowe użytkowanie oraz idealne dopasowanie do preferencji użytkownika. Uchwyty niskie umożliwiają chodzenie jak ze standardową podpórką, ułatwiają również wstawanie z siedziska. Uchwyty górne zapewniają stabilność oraz utrzymanie równowagi przy przemieszczaniu się nawet przy dużych problemach z pionizacją. Hamulce z funkcją blokady postojowej zapewniają stabilność podczas siadania.

Podpórka wyposażona jest w siedzisko z oparciem (z płynną regulacją wysokości) umożliwiające odpoczynek podczas długich spacerów oraz niezwykle praktyczną, pojemną torbę na zakupy i uchwyt na kule, laskę.

Informacje o produkcie:

- » nowoczesna rama aluminiowa, nowoczesny design
- » rama lakierowana metodą proszkową
- » dwupłaszczyznowe składanie, „na szerokość” za pomocą taśmy w siedzisku oraz „na wysokość” za pomocą szybkozłączek
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » regulacja wysokości górnych uchwytów za pomocą jednego przycisku co 2,5cm (7 stopniowa regulacja)
- » uchwyty dolne, uchylne, zdejmowane, z płynną regulacją wysokości
- » wygodne poduszki podłokietników z miękkiego materiału PU
- » 4 koła bezobsługowe, antypoślizgowe PVC
- » koła tylne 20cm
- » koło przednie skrętne 23cm – ułatwiające pokonywanie przeszkód
- » standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - uchwyty hamulca z regulacją w zakresie 360 stopni
 - torba na zakupy nylonowa, dwukolorowa
 - torba odpinana, z paskiem na ramię oraz dodatkowymi bocznymi kieszonkami siatkowymi
 - oparcie nylonowe z dodatkową pianką oraz materiałem MESH, z płynną regulacją wysokości oraz z możliwością zdjęcia
 - siedzisko winylowe dodatkowo obszyte materiałem skóropodobnym
 - antypoślizgowe uchwyty
 - uchwyt na laskę / kulę

Parametry techniczne:

- » szerokość całkowita: 62cm
- » długość całkowita: 70cm
- » szerokość „grubość” po złożeniu: 25cm
- » wysokość do siedziska: 56cm
- » regulacja wysokości górnych uchwytów (rączek): 108-123cm
- » regulacja wysokości dolnych uchwytów (rączek): 75-105cm
- » regulacja odległości przedramienia od rączek: 26-40cm
- » wymiar siedziska: 46x23cm
- » rozmiar torby: 38x25x19cm
- » waga: 10,9kg
- » maksymalna waga użytkownika 136kg



Dostępny kolor: biały

ARmedical®
 HomeCare Line


AR-405 Wózek inwalidzki stalowy REGULAR


Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Regular jest nowoczesnym wózkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie gwarantują zarówno komfort użytkowania jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym. Dzięki praktycznym funkcjom (uchylne podłokietniki, uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.



Ergonomiczne uchwyty


Miękkie nylonowe
siedzisko i oparcie


Uchylne podłokietniki



Kieszeń w oparciu


Hamulec dla pacjenta
z regulacją docisku

Uchylne, zdejmowane
podnóżki z regulacją
wysokości



Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- » składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią
- » uchylne podłokietniki
- » uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki wyposażone w dodatkowe pasy podtrzymujące stopy
- » ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- » stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- » hamulec dla pacjenta
- » koła przednie bezobsługowe
- » koła tylne pneumatyczne lub pełne
- » kolor ramy: Srebrny metalic

Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 120 kg
- » Szerokość siedziska: 41cm (16"), 43cm (17"), 46cm (18"), 48cm (19"), 50cm (20")
- » Waga: 18kg
- » Koła przednie: 20 x 5 cm (8" x 2")
- » Koła tylne: pneumatyczne (pompowane) lub pełne
wymiary: 24" x 1 3/8"
- » Podłokietniki: uchylne, materiał Nylon
- » Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- » Wymiary zewnętrzne całkowite: 111x60-69x94cm



DO WYBORU




KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



Siedzisko wymiary [cm]								Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16" (41cm)	41	111	60	94	42	45	53	28-37	24	25
Szerokość 17" (43cm)	43	111	62	94	42	45	53	28-37	24	26
Szerokość 18" (46cm)	46	111	65	94	42	45	53	28-37	24	27
Szerokość 19" (48cm)	48	111	67	94	42	45	53	28-37	24	28
Szerokość 20" (50cm)	50	111	69	94	42	45	53	28-37	24	29

AR-403 Wózek inwalidzki stalowy ELEGANT

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Elegant jest nowoczesnym wózkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. Miękkie nylonowe siedzisko i oparcie oraz zapinana dodatkowa miękką, oddychającą tapicerka siatkowa Mesh gwarantująca niezwykle komfort użytkowania. Tapicerka siatkowa o unikalnym designie, w trzech kolorach do wyboru. Możliwość odpinania osobno zarówno siedziska jak również oparcia umożliwia utrzymanie wózka w należytym stanie higienicznym.

Dzięki praktycznym funkcjom (uchylne podłokietniki, uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.



Ergonomiczne uchwyty



Zapinana, oddychająca tapicerka Mesh



Miękkie nylonowe siedzisko i oparcie



Kieszonka w oparciu



Koła tylne „szybkoszłączki”


ARmedical®
HomeCare Line


Uchylne podłokietniki



Hamulec dla pacjenta z regulacją docisku



Uchylne, zdejmowane podnóżki z regulacją wysokości


3
kolory tapicerki



Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- » składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią
- » uchylne podłokietniki
- » uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki wyposażone w dodatkowe pasy podtrzymujące stopy
- » ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- » stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- » hamulec dla pacjenta
- » koła przednie bezobsługowe
- » koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- » kolor ramy: Srebrny metalic

Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 120 kg
- » Szerokość siedziska: 41cm (16”), 43cm (17”), 46cm (18”), 48cm (19”), 50cm (20”)
 - » Waga: 18kg
 - » Koła przednie: 20 x 5 cm (8” x 2”)
 - » Koła tylne: pneumatyczne (pompowane) lub pełne wymiary: 24” x 1 3/8”
 - » Podłokietniki: uchylne, materiał Nylon
 - » Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
 - » Wymiary zewnętrzne całkowite: 111x60-69x94cm



DO WYBORU




KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



Siedzisko wymiary [cm]								Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16” (41cm)	41	111	60	94	42	45	53	28-37	24	25
Szerokość 17” (43cm)	43	111	62	94	42	45	53	28-37	24	26
Szerokość 18” (46cm)	46	111	65	94	42	45	53	28-37	24	27
Szerokość 19” (48cm)	48	111	67	94	42	45	53	28-37	24	28
Szerokość 20” (50cm)	50	111	69	94	42	45	53	28-37	24	29

AR-400 Wózek inwalidzki stalowy OPTIMUM

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Optimum jest nowoczesnym wózkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii, posiadającym praktyczne i funkcjonalne wyposażenie standardowe. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkoszłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkoszłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym. Dzięki bogatemu wyposażeniu (uchylne i odpinane podłokietniki, uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.


Ergonomiczne uchwyty

Dodatkowa poduszka na siedzisko

Koła tylne „szybkoszłączki”

Uchylne, odpinane podłokietniki

ARmedical®
HomeCare Line

Kieszka w oparciu

Uchylne, zdejmowane podnóżki z regulacją wysokości

Miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie

Hamulec dla pacjenta z regulacją docisku



Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- » składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie z kieszenią
- » siedzisko wyposażone w pas ułatwiający składanie
- » miękka nylonowa dodatkowa poduszka do siedzenia
- » uchylne i odpinane podłokietniki
- » uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- » ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- » stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- » hamulec dla pacjenta
- » koła przednie bezobsługowe
- » koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszławkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- » kolor ramy: Srebrny metalic

Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 120kg
- » Szerokość siedziska: 41cm (16"), 43cm (17"), 46cm (18"), 48cm (19"), 50cm (20")
- » Waga: 18,5 kg
- » Koła przednie: 18 x 4,5 cm (7" x 1-3/4")
- » Koła tylne: pneumatyczne (pompowane) lub pełne: wymiary: 24" x 1 3/8"
- » Podłokietniki: uchylne, odpinane, materiał PU
- » Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- » Wymiary zewnętrzne całkowite: 111x60-69x94cm



DO WYBORU




KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



Siedzisko wymiary [cm]								Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16" (41cm)	41	111	60	94	42	45	53	28-37	24	25
Szerokość 17" (43cm)	43	111	62	94	42	45	53	28-37	24	26
Szerokość 18" (46cm)	46	111	65	94	42	45	53	28-37	24	27
Szerokość 19" (48cm)	48	111	67	94	42	45	53	28-37	24	28
Szerokość 20" (50cm)	50	111	69	94	42	45	53	28-37	24	29

AR-300 Wózek inwalidzki aluminiowy ERGONOMIC

ultral Lekki
13kg



2

**tapicerki
w zestawie**

Tapicerka zmywalna

Tapicerka siatkowa Mesh
1 z 3 kolorów do wyboru



● srebrny

● bordowy

● niebieski



Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Ergonomic jest ultralekkim wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki bardzo niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz „łamanemu oparciu” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. Dodatkowym ułatwieniem jest zastosowanie w tylnych kołach „szybkoszłączek”, systemu do szybkiego ich demontażu (za pomocą jednego przycisku). Unikalną cechą wózka są 2 tapicerki w standardzie. W pierwszej zastosowano specjalny anty-bakteryjny, zmywalny oraz zdejmowany materiał na siedzisku i oparciu, który jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu, szczególnie dla osób z problemami nietrzymania moczu. W zestawie znajduje się dodatkowa miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh w standardzie. Dzięki wyposażeniu i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.

Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design
- » składana, ultra lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » składane oparcie
- » miękkie, antybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie
- » dodatkowa, miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh w standardzie
- » uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- » podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- » uchylne i odpinane podłokietniki
- » pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem z dwustronną regulacją
- » koła przednie bezobrotowe, z regulacją wysokości
- » koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- » aluminiowe ciągi
- » podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- » hamulec dla opiekuna z funkcją blokady postojowej
- » hamulec dla pacjenta z regulacją docisku
- » stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- » ergonomiczne ręczki dla opiekuna
- » elementy odbłaskowe w tylnych kołach
- » pompka w zestawie (koła pompowane)
- » kolor ramy: srebrny metalic

Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 130kg
- » Szerokość siedziska: 41cm (16”), 43cm (17”), 46cm (18”), 48cm (19”), 50cm (20”)
 - » Waga: 13kg (bez akcesoriów)
 - » Koła przednie: bezobrotowe pełne: 18x 5cm (7" x 2")
 - » Koła tylne: pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61 x 2,5cm (24" x 1³/₈")
 - » Podłokietniki: uchylne, materiał PU
 - » Podnóżki: zdejmowane, odchylane
 - » Oparcie: Składane
 - » Wymiary zewnętrzne całkowite: 107x68x92cm

DO WYBORU

KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:




41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



Opcjonalnie koła anty-wywrotne
- z regulacją wychyłu
- z systemem szybkiego montażu



Pompka w zestawie
Dot. kół pompowanych



	Siedzisko wymiary [cm]							Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16" (41cm)	41	104	60	95	42	46	51	29-41	23	27
Szerokość 17" (43cm)	43	104	62	95	42	46	51	29-41	23	28
Szerokość 18" (46cm)	46	104	64	95	42	46	51	29-41	23	29
Szerokość 19" (48cm)	48	104	67	95	42	46	51	29-41	23	30
Szerokość 20" (50cm)	50	104	69	95	42	46	51	29-41	23	31

AR-320 Wózek inwalidzki aluminiowy PERFECT

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Perfect jest lekkim, nowoczesnym wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkoszłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkoszłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz zapinana miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh gwarantująca niezwykły komfort użytkowania jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym. Dzięki bogatemu wyposażeniu (pas bezpieczeństwa, hamulec dla opiekuna i pacjenta, koła anty-wywrotne, odpinana tapicerka siatkowa Mesh) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.




Hamulec dla opiekuna
z funkcją blokady postojowej



Miękkie, nylonowe
siedzisko i oparcie



Zapinana, oddychająca
tapicerka MESH



Kieszka w oparciu



Uchylne
podłokietniki



Koła tylne „szybkoszłączki”



Pas biodrowy z dwustronną
regulacją



Hamulec dla pacjenta
z regulacją docisku



Koła anty-
wywrotne
z szybkim
montażem



Uchylne i odpinane
podnóżki



Pompka w zestawie
*koła pompowane



Podnóżki
z regulacją wysokości

**Zapinana
tapicerka
siatkowa MESH**





Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design
- » składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszonka na oparciu)
- » miękka, oddychająca tapicerka siatkowa Mesh zapinana na rzepy (oddzielne siedzisko oraz oparcie)
- » pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem z obustronną regulacją
- » uchylne podłokietniki
- » kółka anty-wywrotne z szybkim montażem
- » hamulec dla opiekuna z funkcją postojową
- » hamulec dla pacjenta
- » uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- » podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- » koła przednie bezobrotowe
- » koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkozłazkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- » elementy odblaskowe w tylnych kołach
- » pompka w zestawie (koła pompowane)
- » kolor ramy: granatowy

Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 130kg
- » Szerokość siedziska: 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm
- » Waga całkowita (średnia): 16kg
- » Koła przednie: 20x5cm (8" x 2")
- » Koła tylne: pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61x2,5cm (24" x 1 3/8")
- » Podłokietniki: uchylne, profilowane, materiał PU
- » Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- » Wymiary zewnętrzne całkowite: 104x60-69x96-103cm

DO WYBORU




KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



	Siedzisko wymiary [cm]							Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16" (41cm)	41	104	60	95	42	46	51	29-41	23	27
Szerokość 17" (43cm)	43	104	62	95	42	46	51	29-41	23	28
Szerokość 18" (46cm)	46	104	64	95	42	46	51	29-41	23	29
Szerokość 19" (48cm)	48	104	67	95	42	46	51	29-41	23	30
Szerokość 20" (50cm)	50	104	69	95	42	46	51	29-41	23	31

AR-330A Wózek inwalidzki aluminiowy DYNAMIC

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Dynamic jest lekkim, nowoczesnym wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkoszłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkoszłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym. Dzięki bogatemu wyposażeniu (pas bezpieczeństwa, hamulec dla prowadzącego i pacjenta, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.



Hamulec dla opiekuna




Uchylne, odpinane podłokietniki

max
wytrzymały
135 kg



Hamulec dla pacjenta



Kieszon w oparciu



Koła tylne „szybkoszłączki”



Uchylne odpinane podnóżki



Regulacja wysokości kół tylnych

ARmedical®
HomeCare Line


Regulacja wysokości kół przednich



Podnóżki z regulacją wysokości



Koła anti-wywrotne nr kat. AR-330A-ANTY



Pompka w zestawie Dot. kół pompowanych



Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design
- » składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszonka na oparciu)
- » miękka dodatkowa poduszka do siedzenia
- » uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- » podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- » uchylne, odpinane podłokietniki
- » pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- » koła przednie bezobsługowe
- » koła tylne pełne lub pneumatyczne (pompowane) z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- » regulacja wysokości kół przednich i tylnych
- » podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- » stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- » elementy odblaskowe w tylnych kołach
- » pompka w zestawie
- » kolor ramy: Srebrny metallic

Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 135kg
- » Szerokość siedziska: 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm
- » Waga: 16kg
- » Koła przednie: bezobsługowe pełne: 18x4,5cm (7"x 1-3/4")
- » Koła tylne: pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61x2,5cm (24" x 1 3/8")
- » Podłokietniki: uchylne, materiał PU
- » Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- » Wymiary zewnętrzne całkowite: 104x60-60x95cm



DO WYBORU




KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



Siedzisko wymiary [cm]								Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16" (41cm)	41	104	60	95	42	46	51	29-41	23	27
Szerokość 17" (43cm)	43	104	62	95	42	46	51	29-41	23	28
Szerokość 18" (46cm)	46	104	64	95	42	46	51	29-41	23	29
Szerokość 19" (48cm)	48	104	67	95	42	46	51	29-41	23	30
Szerokość 20" (50cm)	50	104	69	95	42	46	51	29-41	23	31

AR-350
Wózek inwalidzki aluminiowy PRESTIGE

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Prestige jest lekkim, nowoczesnym wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu bardzo zaawansowanych technologii, posiadającym niezwykle praktyczne i funkcjonalne wyposażenie standardowe. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkoszłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkoszłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytym stanie higienicznym. Dzięki bardzo bogatemu wyposażeniu (hamulec dla opiekuna, hamulec dla pacjenta, regulacja środka ciężkości, regulacja wysokości „rączek” dla opiekuna, uchylne podłokietniki z regulacją wysokości, mini koła dojazdowe, kółka anti-wywrotne z regulacją wysokości, pas bezpieczeństwa, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządami ruchu.



Kółka tylne „szybkoszłączki”



Hamulec dla opiekuna z unkcją blokady postojowej



Regulacja wysokości rączek

max
wytrzymały
135 kg



Regulacja wysokości podłokietników



Regulacja wysokości kół tylnych



Uchylne, zdejmowane podnóżki z regulacją wysokości


ARmedical®
HomeCare Line


Regulacja wysokości kół przednich



Kółka anti-wywrotne z regulacją wysokości



Dodatkowe mini koła dojazdowe



Pompka w zestawie Dot. kół pompowanych



Informacje o produkcie:

- » nowoczesny design, atrakcyjny wygląd
- » składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- » miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie
- » miękka dodatkowa poduszka do siedzenia
- » pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- » regulacja środka ciężkości (możliwość użytkowania przez amputanta)
- » regulacja wysokości kół przednich i tylnych
- » uchyłne podłokietniki z regulacją wysokości
- » regulacja wysokości „rączek” dla opiekuna
- » kółka anti-wywrotne z regulacją wysokości
- » mini koła dojazdowe z tyłu
- » hamulec dla opiekuna
- » hamulec dla pacjenta
- » uchyłne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- » podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- » podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- » koła przednie bezobrotowe
- » koła tylne pneumatyczne lub pełne z „szybkoszłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- » elementy odblaskowe w tylnych kołach
- » pompka w zestawie
- » kolor ramy: Srebrny metalic



Parametry techniczne:

- » Maksymalne obciążenie: 135kg
- » Szerokość siedziska: 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm
- » Waga: 16,5kg
- » Koła przednie: bezobrotowe pełne: 18x4.5cm (7" x 1-3/4")
- » Koła tylne: pneumatyczne: wym.: 61x2,5cm (24" x 1 3/8")
- » Podłokietniki: uchyłne z regulacją wysokości, materiał PU
- » Podnóżki: zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- » Wymiary zewnętrzne całkowite: 104x60-69x96-103cm



DO WYBORU




KOŁA POMPOWANE

KOŁA PEŁNE



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

41cm | 43cm | 46cm | 48cm | 50cm



	Siedzisko wymiary [cm]							Podnóżki	Podłokietniki	
	D	A	B	C	E	F	G	H	J	K
Szerokość 16" (41cm)	41	104	60	96-103	42	45-52	53	34-42	24-32	30
Szerokość 17" (43cm)	43	104	62	96-103	42	45-52	53	34-42	24-32	31
Szerokość 18" (46cm)	46	104	65	96-103	42	45-52	53	34-42	24-32	32
Szerokość 19" (48cm)	48	104	67	96-103	42	45-52	53	34-42	24-32	33
Szerokość 20" (50cm)	50	104	69	96-103	42	45-52	53	34-42	24-32	34

AR-101 Krzesło toaletowe – składane

Informacje ogólne:

Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych. Krzesło toaletowe może być wykorzystywane również jako poręcz ułatwiające wstawanie ze standardowej muszli klozetowej.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa lakierowana metodą proszkową
- » rama składana (łatwe przechowywanie)
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości
- » ergonomiczne podłokietniki

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 50 cm
- » Głębokość siedziska: 37 cm
- » Szerokość deski sedesowej: 35 cm
- » Głębokość deski sedesowej: 37 cm
- » Pojemność pojemnika sanitarnego: 7 litrów
- » Wysokość min.: 40 cm
- » Wysokość max.: 55 cm
- » Waga: 6 kg
- » Maksymalne obciążenie: 136 kg

Dostępny kolor: Szary



ARmedical®
HomeCare Line

max
136
kg

AR-104 Krzesło toaletowo-prysznicowe, aluminiowe – składane

Informacje ogólne:

Krzesło toaletowo-prysznicowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. W funkcji toaletowej umożliwia załatwienie potrzeb fizjologicznych bez konieczności wstawania z krzesła. Jako krzesło prysznicowe dedykowane jest osobom, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Dzięki zastosowaniu siedziska z materiału wodoodpornego, zmywalnego utrzymanie krzesła w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Ogromną zaletą krzesła jest zastosowana opcja składania, zapewniająca łatwe przechowywanie po zakończeniu czynności toaletowych. Dzięki dwu-funkcyjności nie ma potrzeby posiadania dwóch osobnych niezależnych krzeseł tj. toaletowego oraz prysznicowego co pozwala zaoszczędzić miejsce szczególnie w małych mieszkaniach.

Dzięki wyjmowalnemu pojemnikowi sanitarnemu istnieje możliwość łatwego opróżniania pojemnika oraz przywrócenie go do należytego stanu higienicznego bez konieczności przenoszenia całego krzesła.

2-funkcyjne

✓ SKŁADANE

✓ PRAKTYCZNE

✓ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

REGULACJA
WYSOKOŚCI

JEDYNE
16cm
PO ZŁOŻENIU



Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa
- » rama składana (łatwe przechowywanie)
- » regulacja wysokości - co 2,5cm
- » bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » ergonomiczne wyprofilowane podłokietniki
- » siedzisko i oparcie wodoodporne, zmywalne
- » stopki gumowe, antypoślizgowe
- » wyjmowany pojemnik sanitarny z pokrywą

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 43 cm
- » Głębokość siedziska: 42 cm
- » Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 48 cm
- » Wysokość do siedziska: 42-52 cm
- » Wysokość do podłokietników: 62-72 cm
- » Wymiary zewnętrzne: szer. 62cm x gł. 72cm x wys. 89cm
- » Szerokość (grubość) po złożeniu: 16 cm
- » Pojemność pojemnika sanitarnego: 5 litrów
- » Waga: 4 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg

max
120
kg

ARmedical®
HomeCare Line

AR-102

Krzesło toaletowe tapicerowane – składane

Informacje ogólne:

Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych, umożliwia załatwienie potrzeb fizjologicznych bez konieczności wstawania

z krzesła. Krzesło toaletowe tapicerowane przeznaczone jest głównie dla osób wrażliwych na ucisk, czujących dyskomfort przy korzystaniu ze standardowego krzesła toaletowego, dla osób ceniących sobie komfort oraz wysoki poziom higieny. Szczególnie polecane po urazach stawu biodrowego.

Miękkie siedzisko i oparcie zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu materiału wodoodpornego, zmywalnego utrzymanie krzesła w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Ogromną zaletą krzesła jest zastosowana opcja składania, zapewniająca łatwe przechowywanie po zakończeniu czynności toaletowych.

Dzięki wysuwanemu pojemnikowi sanitarnemu oraz dodatkowej pokrywie istnieje możliwość łatwego opróżniania pojemnika oraz przywrócenie go do należytego stanu higienicznego bez konieczności przenoszenia całego krzesła.

Zastosowanie dodatkowej miękkiej pokrywy otworu siedziska, zapewnia możliwość korzystania z krzesła toaletowego, jak z każdego innego krzesła w domu.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa lakierowana metodą proszkową
- » rama składana (łatwe przechowywanie)
- » bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » ergonomicznie wyprofilowane podłokietniki
- » miękkie siedzisko i oparcie
- » siedzisko wyposażone w dodatkową pokrywę
- » siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości zmywalnego materiału
- » materiał siedziska i oparcia – wodoodporny
- » stopki gumowe, antypoślizgowe
- » wysuwany pojemnik sanitarny z pokrywą
- » z regulacją wysokości

Dostępny kolor: Czarny



✓ SKŁADANE

✓ KOMFORTOWE

✓ PRAKTYCZNE

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 42 cm
- » Głębokość siedziska: 45 cm
- » Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 47 cm
- » Wysokość do siedziska: 43 cm
- » Wysokość do podłokietników: 60 cm
- » Wymiary zewnętrzne:
 - szer. 50cm x gł. 62cm x wys. 85cm
- » Szerokość (grubość) po złożeniu: 14 cm
- » Pojemność pojemnika sanitarnego: 4 litry
- » Waga: 7,2 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg



AR-103 Krzesło toaletowe tapicerowane

Informacje ogólne:

Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych, fizjologicznych. Krzesło toaletowe tapicerowane przeznaczone jest głównie dla osób wrażliwych na ucisk, czujących dyskomfort przy korzystaniu ze standardowego krzesła toaletowego, dla osób ceniących sobie komfort oraz wysoki poziom higieny. Szczególnie polecane po urazach stawu biodrowego.

Miękkie siedzisko i oparcie zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu materiału wodoodpornego, zmywalnego utrzymanie krzesła w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Dzięki wyjmowanemu pojemnikowi sanitarnemu z dodatkową pokrywą istnieje możliwość łatwego opróżniania pojemnika oraz przywrócenie go do należytego stanu higienicznego bez konieczności przenoszenia całego krzesła.

Zastosowanie dodatkowej, miękkiej pokrywki / nakładki na siedzisko, zapewnia możliwość korzystania z krzesła toaletowego, jak z każdego innego krzesła w domu. Po założeniu dodatkowej nakładki na siedzisko oraz wyjęciu pojemnika sanitarnego, krzesło wyglądem przypomina standardowe krzesło do użytku domowego.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa lakierowana metodą proszkową
- » z regulacją wysokości
- » bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » ergonomiczne, miękkie podłokietniki
- » miękkie siedzisko i oparcie
- » siedzisko wyposażone w dodatkową pokrywę / nakładkę
- » siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości zmywalnego materiału
- » materiał siedziska i oparcia - wodoodporny
- » stopki gumowe, antypoślizgowe
- » wyjmowany pojemnik sanitarny z pokrywą

Dostępny kolor: Granatowy



✓ STABILNE

✓ KOMFORTOWE

✓ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Parametry techniczne:

- » Szerokość siedziska: 45 cm
- » Głębokość siedziska z otworem: 42 cm
- » Głębokość dodatkowej nakładki na siedzisko: 45 cm
- » Wysokość do siedziska z otworem: 42,5 – 57,5 cm
- » Wymiary zewnętrzne: szer. 60cm x gł. 54cm x wys. max. 96cm
- » Pojemność pojemnika sanitarnego: 5 litrów
- » Waga: 7,0 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg

max
120
kg

REGULACJA
WYSOKOŚCI





łatwe
czyszczenie

ARmedical®
HomeCare Line

max
180
kg

AR-110 / AR-115

Nakładka toaletowa z klapą



Informacje ogólne:

Nakładka toaletowa z klapą przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, szczególnie tych które mają problem z wstawaniem i siadaniem. Osób starszych jak również osób, z artretyzmem, po operacji biodra, które mają problem z korzystaniem z muszli klozetowej standardowej wysokości. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający szybkie, łatwe oraz stabilne mocowanie jej na toalecie. Nakładka wykonana jest z wyprofilowanego tworzywa z powłoką łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji. Zastosowany standard rozmiarowy umożliwia dopasowanie jej do większości toalet. Regulowane zaciski boczne gwarantują stabilne umiejscowienie nakładki na istniejącej toalecie.

Odpowiedni profil, „wcięcie” w części przedniej zapewnia komfort użytkowania zarówno kobietom jak i mężczyznom. Dzięki wyposażeniu w pokrywę istnieje możliwość zamknięcia toalety w czasie gdy nie jest ona używana. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania.

Parametry techniczne

Parametr:	Model AR-110	Model AR-115
Szerokość zewnętrzna:	36,5 cm	36,5 cm
Długość zewnętrzna:	40 cm	40 cm
Szerokość otworu:	20,5 cm	20,5 cm
Długość otworu:	26 cm	26 cm
Wysokość:	10 cm	15 cm
	widok z boku: 	widok z boku: 

Dostępny kolor: biały

AR-110BK i AR-115BK

Nakładka toaletowa



Informacje ogólne:

Nakładka toaletowa przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, szczególnie tych które mają problem z wstawaniem i siadaniem. Osób starszych jak również osób, z artretyzmem, po operacji biodra, które mają problem z korzystaniem z muszli klozetowej standardowej wysokości. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający szybkie, łatwe oraz stabilne mocowanie jej na toalecie. Nakładka wykonana jest z wyprofilowanego tworzywa z powłoką łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji. Zastosowany standard rozmiarowy umożliwia dopasowanie jej do większości toalet. Regulowane zaciski boczne gwarantują stabilne umiejscowienie nakładki na istniejącej toalecie.

Odpowiedni profil, „wcięcie” w części przedniej zapewnia komfort użytkowania zarówno kobietom jak i mężczyznom. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania.

Parametry techniczne

Parametr:	Model AR-110BK	Model AR-115BK
Szerokość zewnętrzna:	36,5 cm	36,5 cm
Długość zewnętrzna:	40 cm	40 cm
Szerokość otworu:	20,5 cm	20,5 cm
Długość otworu:	26 cm	26 cm
Wysokość:	10 cm	15 cm
	widok z boku: 	widok z boku: 

Dostępny kolor: biały

łatwe
czyszczenie



max
180
kg

ARmedical®
HomeCare Line

AR-220 Podpórka pod plecy

Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób leżących, z problemami pionizacji lub mających problem z samodzielnym utrzymaniem pozycji siedzącej. Umożliwia utrzymanie pozycji półsiedzącej bez konieczności pomocy ze strony osób trzecich.

Jest produktem 2-funkcyjnym, jako środek pomocniczy niezwykle ułatwia codzienną opiekę np. karmienie, podawanie napojów, w czynnościach higienicznych.

Jako produkt rehabilitacyjny umożliwia bierną pionizację poprzez stopniowe przyzwyczajanie układu krążenia do pozycji siedzącej, zapobiega skutkom długotrwałego leżenia. Dzięki skokowej, 5-stopniowej regulacji umożliwia dostosowanie właściwego kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb oraz możliwości osoby leżącej. Bardzo wytrzymały, elastyczny i przewiewny siatkowy materiał Mesh gwarantuje niezwykle komfort użytkowania oraz zapobiega poceniu się pleców w miejscu przylegania do oparcia.

Zdecydowanie poprawia komfort pacjenta jak również osób opiekujących się nim.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa lakierowana proszkowo
- » rama składana
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z 5-stopniową regulacją kąta pochylenia
- » odpinana poduszka pod głowę
- » oparcie – przewiewny materiał siatkowy Mesh

Parametry techniczne:

- » Szerokość całkowita: 73 cm
- » Szerokość oparcia: 65 cm
- » Wysokość: 59 cm
- » Głębokość: 47 cm
- » Grubość po złożeniu: 8 cm
- » Waga: 2,8 kg
- » Maksymalne obciążenie: 120 kg

Dostępny kolor: biało-czarny

Szersza niż inne



ARmedical®
HomeCare Line

max
120
kg



AR-210 Podnózek – taboret prysznicowy

Informacje ogólne:

Podnózek – taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu, osób starszych jak również osób dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej. Stosowany jako stopień ułatwia wejście do wanny osobom, które mają z tym problem z uwagi na ograniczoną zdolność ruchową. Taboret, ze względu na swoje niewielkie wymiary idealnie mieści się w wannie lub kabinie prysznicowej ułatwiając codzienne czynności toaletowe. Pozwala przyjąć pozycję siedzącą podczas mycia.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » skokowa regulacja wysokości
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » nasadki gumowe antypoślizgowe (przyssawki)
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » system złożenia easyFiX – bez użycia narzędzi

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 22,5x41 cm
- » Wysokość min.: 21 cm
- » Wysokość max.: 26 cm
- » Waga: 1,7 kg
- » Maksymalne obciążenie: 160 kg
- » Rozstaw nóg: 47x31 cm

Dostępny kolor: biały



Montaż bez użycia narzędzi



NOWOŚĆ



max
160
kg



ARmedical®
HomeCare Line



ARmedical®
HomeCare Line

Montaż bez użycia narzędzi



AR-201 Taboret prysznicowy – okrągły

Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- » Średnica siedziska: 33 cm
- » Wysokość min.: 38 cm
- » Wysokość max.: 56 cm
- » Waga: 1,5 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały



AR-201A Taboret prysznicowy okrągły – obrotowy

Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Dzięki zastosowaniu funkcji obrotowej 360° siedzisko umożliwia obrócenie użytkownika bez konieczności wstawania.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » element obrotowy – materiał antypoślizgowy
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » system złożenia easyFIX – bez użycia narzędzi


Parametry techniczne:

- » Średnica siedziska: 33 cm
- » Wysokość min.: 37 cm
- » Wysokość max.: 52 cm
- » Waga: 1,9 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: biało-szary



Montaż bez użycia narzędzi



ARmedical®
HomeCare Line



AR-202 Krzesło prysznicowe bez oparcia

Informacje ogólne:

Krzesło prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko wyposażone w uchwyty
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja
- » z regulacją wysokości

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 50 x 30 cm
- » Wysokość min.: 36 cm
- » Wysokość max.: 47 cm
- » Waga: 1,8 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały

ARmedical®
HomeCare Line



Montaż bez użycia narzędzi



AR-209 Taboret prysznicowy z wycięciem U

Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko z wycięciem „U” ułatwiające mycie miejsc intymnych
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 41 x 48 cm
- » Wysokość min.: 35 cm
- » Wysokość max.: 45 cm
- » Waga: 2,1 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały



ARmedical®
HomeCare Line

AR-204 Taboret prysznicowy – składany. STALOWY

Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama stalowa lakierowana metodą proszkową
- » rama składana (możliwość łatwego przechowywania)
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 50 x 30 cm
- » Wysokość: 52 cm
- » Waga: 3,2 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały



ARmedical®
HomeCare Line



ARmedical®
HomeCare Line

AR-205 Taboret prysznicowy – składany. ALUMINIOWY

Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » rama składana (możliwość łatwego przechowywania)
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 50 x 30 cm
- » Wysokość min.: 47 cm
- » Wysokość max.: 50,5 cm
- » Waga: 2,4 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały



AR-203**Krzesełko prysznicowe z oparciem****Informacje ogólne:**

Krzesełko prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » siedzisko oraz oparcie wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 50 x 30 cm
- » Wysokość min.: 36 cm
- » Wysokość max.: 47 cm
- » Waga: 3 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały



Montaż bez użycia narzędzi



ARmedical®
HomeCare Line

**AR-208****Krzesełko prysznicowe z wycięciem U****Informacje ogólne:**

Krzesełko prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa anodyzowana
- » siedzisko oraz oparcie wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko z wycięciem „U” ułatwiające mycie miejsc intymnych
- » siedzisko wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe
- » nasadki gumowe antypoślizgowe
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 48 x 33 cm
- » Wysokość min.: 36 cm
- » Wysokość max.: 56 cm
- » Waga: 2,7 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg

Dostępny kolor: Biały



Montaż bez użycia narzędzi



ARmedical®
HomeCare Line

AR-207 Ławka nawannowa - wgłębna



Ławka nawannowa jako sprzęt pomocniczy przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny stanowi problem (siadanie i wychodzenie). Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Informacje o produkcie:

- » rama aluminiowa
- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polipropylenu
- » siedzisko wyposażone w otwory odpływowe
- » regulacja szerokości rozstawu uchwytów
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 41 x 22 cm
- » Do szerokości wanny: 52 – 61 cm
- » Waga: 1,5 kg
- » Maksymalne obciążenie: 110 kg


ARmedical®
HomeCare Line


NOWY miękki, ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt

ARmedical®
HomeCare Line

AR-206 Ławka nawannowa z uchwytem

Ławka nawannowa jako sprzęt pomocniczy przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny stanowi problem (siadanie i wychodzenie). Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Informacje o produkcie:

- » siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- » siedzisko wyposażone w otwory odpływowe oraz miejsce na mydło
- » uchwyt ułatwiający wstawanie
- » regulacja szerokości nóg rozporowych
- » stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- » Wymiar siedziska: 75 x 34 cm
- » Wysokość siedziska: 5 cm
- » Do szerokości wanny: 40 – 62 cm
- » Waga: 2,7 kg
- » Maksymalne obciążenie: 160 kg



Dostępne kolory uchwytów: Niebieski lub Zielony

AR-099 Basen do mycia głowy z prysznicem. PREMIUM SET

Basen do mycia głowy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów oraz osób trwale przebywających w pozycji leżącej lub dla osób z dysfunkcjami, dla których tradycyjna kąpiel pod prysznicem lub w wannie nie jest możliwa z uwagi na stan zdrowia. Stanowi doskonałą pomoc opiekunom chcącym zapewnić właściwą higienę osobom trwale leżącym. Umożliwia umycie głowy, włosów bezpośrednio w łóżku. Dzięki wyposażeniu w słuchawkę prysznicową z przyciskiem, worek na wodę, przewód odpływowy, pielęgnacja chorego jest znacznie łatwiejsza. Specjalne wycięcie na szyję ułatwia oparcie głowy osoby chorej oraz zapobiega zachlapaniu wodą poduszki, pościeli czy łóżka.

Specjalny kształt pompowanego basenu wraz z wycięciem na szyję zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Wyposażenie w zbiornik na wodę oraz w słuchawkę prysznicową (z przyciskiem) znacznie ułatwia spłukanie szamponu z włosów. Basen posiada zawór oraz przewód odpływowy dzięki czemu istnieje możliwość łatwego wypuszczenia wody np. do wiaderka lub innego pojemnika. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii grzewania basen jest niezwykle wytrzymały i trwały - nie rozszczelnia się. W zestawie znajduje się pompka umożliwiająca szybkie i łatwe napompowanie basenu.

Informacje o produkcie:

- » materiał: PVC

Parametry techniczne:

- » Wymiary: 64 x 50 x 23 cm po napompowaniu

W ZESTAWIE:



pompka prysznic przewód zbiornik na wodę


ARmedical®
HomeCare Line

Produkty medyczne



Okłady zimno-ciepłe

Hot & Cold Therapy

Okład zimno-ciepły wielokrotnego użycia o bardzo szerokim zastosowaniu. Jako terapia ciepłem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscu działania, podniesienie temperatury tkanek, zwiększenie przepływu krwi oraz pobudzenie komórkowej przemiany materii, tym samym wpływając na procesy leczenia stanów zapalnych. Jako terapia zimnem działa kojąco w przypadku bólów głowy, zębów. Sprzyja hamowaniu powstawania obrzęków w przypadku urazów (stłuczenia, skręcenia itp.).

- Doskonały jako środek kojący przy bólach głowy i stłuczeniach
- Idealny dla dzieci i dorosłych jako środek przeciwbólowy i przeciwobrzękowy

Zastosowanie:



Okład ciepły

zastosowanie jako okład ciepły w przypadku:

- » bólów reumatycznych
- » bólów miesiaczkowych
- » bólów chronicznych (np. lumbago)
- » bolesnych skurczy mięśni



Okład zimny

zastosowanie jako okład zimny w przypadku:

- » urazów (stłuczenia, skręcenia itp.)
- » bólów głowy
- » zębów
- » obrzęków



CHP-1010

Okład zimno-ciepły
Mini, 10x10cm



CHP-1025

Okład zimno-ciepły
Classic, 10x25cm



CHP-2030

Okład zimno-ciepły
Maxi, 20x30cm

ARmedical®
Okład zimno-ciepły
Hot & Cold Therapy

Lekki gips



3M™ Scotchcast™ Plus – sztywna opaska stabilizująca

- » lżejszy od zwykłego gipsu
- » wodoodporny
- » większa wytrzymałość mechaniczna, nie kruszy się
- » mikroporowata budowa – przepuszczalny dla powietrza, nie powoduje maceracji skóry
- » łatwy w modelowaniu i gładki po założeniu
- » czysty przy nakładaniu oraz zdejmowaniu
- » dostępny w wielu kolorach
- » w 100% przezierny dla promieni rtg – ułatwia diagnostykę i kontrolę terapii

Numer katalogowy	rozmiar	j.m.
82002	5 cm x 3,6 m	szt.
82003	7,6 cm x 3,6 m	szt.
82004	10,1 cm x 3,6 m	szt.
82005	12,7 cm x 3,6 m	szt.

kolory:



* - kolory dostępne w 24h

3M

3M™ Soft Cast – półsztywna opaska stabilizująca

- » wczesna funkcjonalna stabilizacja
- » optymalne zastosowanie
- » wodoodporny
- » mniej komplikacji w trakcie terapii
- » kontrolowany i bezpieczny zakres ruchu w unieruchomionych stawach
- » redukcja ryzyka powstania zaników mięśniowych
- » nie wymaga piły oscylacyjnej do zdjęcia opaski
- » mała ilość warstw i jego właściwości fizyczne umożliwiają stosowanie zimnych okładów ColdHot™ jako działanie przeciwozłonowe
- » w 100% przezierny dla promieni rtg – ułatwia diagnostykę i kontrolę terapii

Numer katalogowy	rozmiar	j.m.
82102	5 cm x 3,6 m	szt.
82103	7,6 cm x 3,6 m	szt.
82104	10,1 cm x 3,6 m	szt.
82105	12,7 cm x 3,6 m	szt.



* - kolory dostępne w 24h

Lekki gips



3M

Bandaż samoprzylegający 3M™ Coban™

Nie wymagający zapinek!

Samoprzylegający bandaż Coban, jest częścią oryginalnego, czterowarstwowego systemu bandażowania uciskowego Charing Cross, przylega jedynie do siebie, a nie do skóry czy włosów. Stosowany w bandażowaniu uciskowym, bandażowaniu zwichnięć, bandażowaniu urazów i kontroli opuchlizn, bandaż Coban jest również odpowiedni dla zabezpieczenia opatrunków i urządzeń medycznych.

Dostępne kolory:

Cielisty  Niebieski 

Nr katalogowy	rozmiar
1581	szer. 2,5cm x 4,5mb
1582	szer. 5cm x 4,5mb
1583	szer. 7,5cm x 4,5mb
1584	szer. 10cm x 4,5mb
1586	szer. 15cm x 4,5mb



Syntetyczny podkład podgipsowy w rolce - WATA SYNTETYCZNA

Wykonany ze 100% poliestru.

- » dzięki swojej syntetycznej budowie nie chłonie wody i nie wałkuje się jak „zwykła” wata
- » skutecznie zapobiega powstawaniu mikro-odleżyn, maceracji skóry oraz mikro-urazów naskórka w miejscu unieruchomienia
- » idealnie dopasowuje się do kształtów kończyny wyrównując ubytki kształtów, ułatwiając tym samym aplikację opaski gipsowej.

Może być stosowany zarówno pod gips syntetyczny Scotchcast™ Plus, Soft Cast™ jak również gips mineralny.

Dostępne produkty:

Nr katalogowy	rozmiar
PDG-06	6cm x 3mb
PDG-10	10cm x 3mb
PDG-15	15cm x 3mb
PDG-20	20cm x 3mb

Poliestrowa pończocha podgipsowa 3M Stockinet w rolce.

- » elastyczna, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała
- » nie chłonie wody w takim stopniu jak zwykła bawełna.
- » pakowana pojedynczo w kartonie,
- » łatwa do odmierzania i cięcia na kawałki
- » długość 22,8m.

Nr katalogowy	rozmiar	opakowanie
MS01	2,5 cm x 22,8 m	1 szt.
MS02	5 cm x 22,8 m	1 szt.
MS03	7,6 cm x 22,8 m	1 szt.
MS04	10,1 cm x 22,8 m	1 szt.
MS06	15,2 cm x 22,8 m	1 szt.
MS08	20,3 cm x 22,8 m	1 szt.
MS10	25,4 cm x 22,8 m	1 szt.





**stabilniej
przez życie**




Zapraszamy do współpracy

ARmedical®

42-520 Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 75
tel. fax: +48 32 261 71 36; kom: +48 783 001 111
e-mail: biuro@armedical.pl
www.armedical.pl
www.rehabilitacyjnepilki.pl
www.ortopedycznepoduszki.pl
www.lekkigips.pl

Dystrybutor regionalny



ARmedical®

is registered trademark of ARMEDICAL S.C.
Jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez firmę ARMEDICAL S.C.



is registered trademark of SPECIAL PROTECTORS CO., LTD.
Jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez firmę SPECIAL PROTECTORS CO., LTD.

3M

is registered trademark of 3M.
Jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez firmę 3M.



Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71kc), ma jedynie charakter informacyjny.

Wszystkie informacje zawarte na niniejszym katalogu dotyczące produktów wytwarzanych na zlecenie oraz importowanych i dystrybuowanych przez spółkę ARmedical, które mogą zostać wprowadzone do systemu refundacji ze środków publicznych mają charakter wyłącznie informacyjny i **nie stanowią zachęty** w myśl art. 49 ust. 3 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011r.