



AR-010M

Kula łokciowa - aluminiowa z miękkim uchwytem Softi.

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych składanych teleskopowo oraz **miękkiego, wygodnego i ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu**. Kule posiadają specjalnie zaprojektowane nasadki gumowe (antypoślizgowe). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas spacerów nocnych zostały wyposażone w 2 odbłaski, zarówno z przodu jak i z tyłu uchwytu. Zastosowano również dwa niezależne zakręcane zaciski w miejscu połączenia rurek zapobiegające stukaniu kuli podczas użytkowania.

Parametry techniczne:

- wytrzymałe rurki aluminiowe składane teleskopowo
- rurki w miejscu połączenia wyposażone w dwa zaciski
- wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- uchwyt uniwersalny na prawą i lewą rękę
- mocna otwarta obejmka z miękkimi elementami
- wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- wyposażona w dwa odbłaski (z przodu oraz z tyłu)
- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- zakres regulacji uchwytu: od 73,0 do 96,0 cm
- całkowita wysokość: 92 cm – 115 cm
- waga: 0,58 kg
- maksymalna waga użytkownika: 120kg

Dostępne same nasadki antypoślizgowe:

AR-011M – kolor CZARNY, SZARY

Dostępne kolory:

- szaro-czerwony
- szaro-czarny
- czarno-czerwony
- czarno-szary



Zakres regulacji
od 73,0 do 96,0cm

AR-024M

Kula łokciowa-aluminowa z ruchomą obejmą i miękkim uchwytem Pro-Soft.

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych składanych teleskopowo oraz **miękkiego, wygodnego i ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu** oraz obejmę z tworzywa. Kule posiadają specjalnie zaprojektowane nasadki gumowe (antypoślizgowe). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy. Model ten posiada podwójną regulację wysokości gwarantującą idealne jej dopasowanie, zastosowana półzamknięta uchylna obejma zapobiega upuszczeniu kuli.

Informacje o produkcie:

- podwójna regulacja wysokości
 - wysokość kuli (część dolna)
 - wysokość przedramienia (część górna)
- komfortowa, uchylna obejma
- obejma zapobiegająca upuszczeniu kuli

Parametry techniczne:

- wytrzymałe rurki aluminiowe składane teleskopowo
- rurki w miejscu połączenia wyposażone w dwa zaciski
- wygodny, miękki, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- półzamknięta, uchylna obejma
- uchwyt uniwersalny na prawą i lewą rękę
- wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- wyposażona w dwa odbłaski (z przodu oraz z tyłu)
- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- zakres regulacji podstawy: od 73,0 do 96,0 cm
- zakres regulacji przedramienia: 21 cm – 29 cm
- całkowita wysokość: 94 cm – 102 cm
- waga: 0,55 kg
- maksymalna waga użytkownika: 120kg

Dostępne same nasadki antypoślizgowe:

AR-011M – kolor CZARNY, SZARY

Dostępne kolory:

- szaro-czarny
- czarno-czerwony



Pro-Soft

Refundacja NFZ – kod: S.05.01

ARmedical[®]
HomeCare Line

al. Zwycięstwa 75
42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel./fax +48 (32) 261 71 36
kom. +48 783 001 111

e-mail: biuro@armedical.pl
www.armedical.pl