



AR-031

Balkonik aluminiowy - składany. 4-kołowy z hamulcami.

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Polecany również dla osób starszych w celu poprawy komfortu poruszania się oraz asekuracji w czasie chodzenia, jako środek prewencyjny przed ewentualnym upadkiem. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie

- rama aluminiowa, wzmocniona
- składany za pomocą jednego przycisku
- stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości
- wysokość regulowana skokowo co 25 mm
- miękkie, komfortowe i antypoślizgowe uchwyty
- koła przednie 3" (7,5 cm) x 21mm
- koła tylne 3" (7,5 cm) x 21mm – z hamulcami

Parametry techniczne:

- szerokość całkowita: 57cm
- szerokość uchwytów 50cm
- wysokość min.: 83 cm
- wysokość max.: 101 cm
- koła materiał: PVC
- waga: 3,5 kg
- maksymalne obciążenie: 136 kg
- kolor: srebrny

Refundacja NFZ – kod: S.07.01

